



Owlet Cam Installation Guide

- Owlet Cam Guide d'installation
- Owlet Cam Installationsanleitung
- Owlet Cam Installationsguide
- Owlet Cam Installasjonsveiledning
- Owlet Cam Installationsvejledning
- Owlet Cam Installatiegids
- Owlet Cam Uppsetningarleiðbeiningar
- Owlet Cam Asennusopas
- Owlet Cam Guida per l'installazione
- Owlet Cam Guía de Instalación
- Owlet Cam دليل تثبيت الكاميرا
- Owlet Cam アウレ カメラ設置ガイド
- Owlet Cam 오울렛 캠 설치 가이드

EN | FR | DE | SV | NO | DA | NL | IS | FI | IT | ES | AR | JP | KR


Let's Get Started

Download the Owlet App.



Plug in and follow app instructions to pair the Cam with your Owlet Account.

If you've already downloaded the Owlet App, click the Account tab to add a new device.



Remember: the Cam allows for video and audio via secure, encrypted Wi-Fi. Only connect the Cam to a private network that requires a secure password.

Guide to Owlet Cam Status Lights

- ● (blinking red/blue) Cam is ready to pair with App
- (red) User is actively streaming via App
- ● (blinking blue) Cam is trying to connect to Wi-Fi
- (blue) Cam is connected to internet. App is not streaming


Choose Your View

Place the Cam and all cables 3 feet away from the edge of the crib. Cables within 3 feet of the edge of the crib should be covered.

You can set up the Cam in two ways:



① **Place it on a flat surface** using the magnetic base and adjust for desired tilt angle.



② **Mount it on a wall above the crib** using the base as a wall mount for a bird's-eye view of the crib or for an expanded view of your nursery.

The next steps will guide you through mounting the Cam on the wall (above the crib).

You can also view our [Installation Video](https://support.owletcare.com) at support.owletcare.com

What's in the Box



Owlet Cam



Magnetic base




Cables with Owlet wraps*
and room temperature sensor



Power adapters

Wall Mounting Kit



21x cable guards

18x long guards
1x end piece
2x L-brackets



Mounting
plate



1x screw

Tools Needed to Mount the Cam




Measuring tape
(not included)



Small Phillips screwdriver
(not included)

*Previous versions may include a cable box
for cable management

1. Measure and mark




Measure 36 inches from the top of your baby's mattress and make a mark on the wall — this is where the Cam will be mounted. Center this mark above baby's crib for the optimal viewing angle.

Consider which outlet to use. The outlet should be at least 36 inches away from the crib to ensure no exposed cables will be within baby's reach. The next steps will instruct you on how to cover all cables.

It's also important to consider the location of the temperature sensor. The temperature sensor can be found near the end of the smart cable on the side that connects to the power adapter.

2. Align and fasten




Align the center hole of the mounting plate with the mark you've made on the wall. Using the provided screw, fasten the mounting plate to the wall **with the arrows pointing upward.**

3. Unwind the cable




Remove the cable wraps and unwind the cable.

4. Thread the cable




Thread the cable down the channel of the mounting plate, aligning the orange sticker on the cable to the top of the mounting plate.

5. Mount the base



Position the large holes of the magnetic base over the protruding tabs on the mounting plate, then slide downward until it clicks.

6. Attach the Cam




Attach the Cam to the magnetic base.
Plug the cable into the Cam.

The orange sticker should be placed just above the mounting plate so that you have enough cable slack to position the Cam to your desired angle.

7. Mount cable guards

The cable guards use high-strength adhesive. Take your time during installation to ensure proper placement.


- ① Peel off adhesive cover from the back of a long guard
- ② Thread cable down the center of a long guard
- ③ Snap long guard onto the bottom of the mounting plate
- ④ Press firmly onto wall
- ⑤ Repeat steps 1-4 with remaining long guards until you reach the height of the wall outlet



8. Mount L-bracket

Use the right or left L-bracket to guide the cable in the direction of the wall outlet.

Install long guards until any cable within 36 inches of the edge of the crib is covered. Continue adding long guards as needed to reach the outlet. Finally, install the end piece when you are within 6-10 inches of the outlet (this allows enough room to wrap excess cable with velcro).






9. Wrap excess cable with velcro

Gather the excess cable into a loop. Secure the top section of the loop by feeding the cable wrap through the first hole. The Owlet logo faces outward. Secure the bottom section of the loop to the top section by feeding the cable wrap through the second hole (The loop should now look like a bow). Secure remaining cable wrap.

Once the excess cable has been wrapped securely, connect the power cable to the power adapter and plug it in.

You're all set! You can now use the App to reference how to adjust the Cam angle until you achieve the desired view.



Need Help?

For contact information specific to your region, please visit

<http://support.owletcare.com>



EN Warnings / Important Safety Information

- **WARNING: The Owlet Cam is not a medical device.** It is not intended for use as a medical device or to replace a medical device. It does not and is not intended to diagnose, cure, treat, alleviate or prevent any disease or health condition or investigate, replace or modify anatomy or any physiological process.
- For indoor use only. To reduce the risk of fire or electrical shock, DO NOT expose this product to water or moisture. DO NOT use monitor near water (such as bathtub, sink, etc.) or submerge in water.
- The use of this monitor should not replace proper adult/parental supervision. You should check your child's activity at regular intervals, as this monitor will not alert parents to the silent activities of a child.
- NEVER attempt to disassemble the product. This is dangerous and will void the warranty.
- The user should not attempt to service/repair product.
- Use only the adapter supplied with this product. Incorrect adapter polarity or voltage can seriously damage the product.
- To prevent entanglement and overheating, DO NOT use extension cords.
- The adapter may become slightly warm to the touch during operation. This is normal.
- ALWAYS unplug the AC adapter from the wall during extended periods of non-use.

- Check to make sure wall outlet plates are not unusually hot to the touch. If they are, immediately unplug cords from these outlets. Check that all outlet connections are in good condition so that adapter is not loose or that no wiring is exposed. Have a qualified, licensed electrician check that no wiring is exposed.
- DO NOT place adapter/wall plug under a window where a child might use it to step on and/or reach something that might be dangerous.
- Adult assembly required. Keep small parts away from children when assembling. Exercise care when unpacking the product.
- This product is not a toy. DO NOT allow children to play with it.
- Monitor uses encrypted transmission over FCC-managed frequencies. Always remember to password-protect your Wi-Fi router.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS

- **VENTILATION:** DO NOT block ventilation openings. DO NOT place on a bed, sofa, rug or similar surface. DO NOT place in a bookcase or cabinet that may restrict air flow.
- **HEAT:** The monitor should be situated away from heat sources, such as radiators, heat registers, stoves or other appliances that produce heat. Also, keep these components out of direct sunlight.
- **POWER CORD PROTECTION:** The power supply cord should be routed so that it is not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against it. Pay particular attention to the cord at the plug and at the point it exits from the monitor.

LIMITED WARRANTY

- Owlet proudly stands behind its products. Our Warrantee are found at: <https://owletcare.com/pages/warranty>.

FCC COMPLIANCE STATEMENT

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. Please ONLY use the supplied power adapter. Failure to do so may void our limited warranty. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital

device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference harmful to radio communications.



WEE COMPLIANCE STATEMENT

Owlet is committed to meeting the requirements of directive 2014/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Please visit our website at owletcare.com to find out more about the proper disposal of Owlet products in the EU and UK.

DECLARATION OF CONFORMITY STATEMENT

Hereby, Owlet Baby Care declares that the Owlet Cam is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

FREQUENCY RANGE AND MAXIMUM OUTPUT

2412-2472MHz (0.0249 output Watts)

This device complies with part 15 of the FCC rules and with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interferences, and (2) this device must accept any interferences, including interferences that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)


U.S. Pat. Nos. D864147 and D864148. Other patents pending

Made In China



Commençons

Téléchargez l'application.



Installez et suivez les instructions de l'application pour jumeler l'Owlet Cam avec votre compte Owlet. Si vous avez déjà téléchargé l'application Owlet, cliquez sur l'onglet Compte pour ajouter un nouveau périphérique.

N'oubliez pas : l'Owlet Cam permet de diffuser vidéo et audio via une connexion WiFi sécurisée et cryptée. Connectez-vous uniquement à un réseau privé nécessitant un mot de passe sécurisé.


Guide des témoins lumineux de la Cam

- ● (rouge et bleu clignotant) Cam est prête pour le jumelage avec l'application
- (rouge) L'utilisateur reçoit un streaming via l'application
- ● (bleu clignotant) Cam tente une connexion Wi-Fi
- (bleu) La caméra est connectée à Internet. L'application n'envoie pas de stream


Choisissez votre vue

Placez l'Owlet Cam et tous ses câbles à une distance d'au moins 1 mètre du berceau de votre bébé. Prévoyez d'utiliser une protection pour les câbles utilisés à moins d'un mètre du berceau.

Vous pouvez installer la Owlet Cam de deux façons.



- ① **Placez-le sur une surface plane** en utilisant le support magnétique et ajustez l'inclinaison.



- ② **Fixez-la sur le mur au-dessus du berceau** en utilisant la base comme pièce de montage, pour obtenir une vue plongeante sur le berceau ou pour une vue étendue de la chambre de l'enfant.

Les prochaines étapes vous guideront à travers le montage de la Cam sur le mur (au-dessus du berceau).

Vous pouvez aussi visionner notre vidéo d'installation sur le site support. owletcare.com

Qu'y a-t-il dans la boîte



Owlet Cam



Base magnétique




Câble avec enveloppe Owlet*
avec capteur de température



Adaptateurs
électriques

Kit de Montage Mural



21x protège-câbles

18x |protège-câbles longs
1x embout
2x supports en L



plaque de
montage



1x vis

Outils pour monter la Cam




Mètre
(non inclus)



petit tournevis cruciforme
(non inclus)

*Les versions précédentes peuvent inclure une boîte à câbles pour la gestion des câbles

1. Mesurez et marquez




Mesurez une distance de près de 1 mètre à partir du haut du berceau de votre bébé pour obtenir un angle de vue optimal.

Choisissez une prise électrique à utiliser. La prise électrique doit être située à au moins 1 mètre du berceau pour s'assurer qu'aucun câble exposé ne soit à la portée du bébé. Les prochaines étapes vous guideront dans la protection de vos câbles.

Il est également important de tenir compte de l'emplacement du capteur de température. Le capteur de température se trouve près de l'extrémité du câble intelligent sur le côté qui se connecte à l'adaptateur secteur.

2. Alignez et fixez




Alignez le trou central de la plaque de montage avec la marque que vous avez faite sur le mur. En utilisant la vis fournie, fixez la plaque de montage au mur **avec les flèches pointant vers le haut.**

3. Déroulez le câble




Retirez les enveloppes du câble et déroulez le câble.

4. Passez le câble




Faites passer le câble dans la coulisse de la plaque de montage en alignant l'autocollant orange situé sur le câble avec le dessus de la plaque de montage.

5. Fixez la base



Positionnez les grands trous de la base magnétique sur les languettes saillantes de la plaque de montage, puis glissez vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

6. Attachez la Cam




Attachez la Cam à la base magnétique. Branchez le câble dans la Cam..

L'autocollant orange doit être placé juste au-dessus de la plaque de montage afin que vous ayez suffisamment de mou de câble pour positionner la caméra à l'angle souhaité.

7. Installez les protège-câbles


Les protège-câbles sont munis d'un adhésif à très forte adhérence. Prenez votre temps lors de l'installation pour assurer un bon positionnement.

- ① Décollez la pellicule protectrice de l'adhésif à l'arrière du long protège-câble
- ② Faites passer le câble dans le long protège-câble
- ③ Enclenchez le long protège-câble dans le bas de la plaque de montage
- ④ Pressez fermement contre le mur
- ⑤ Répétez les étapes 1 à 4 avec les longs protège-câbles restants jusqu'à atteindre la hauteur de la prise électrique murale



8. Montez le support en L

Utilisez le support en « L » droit ou gauche pour guider le câble dans la direction de la prise électrique murale. Installez les longs protège-câbles pour protéger tous les câbles situés à moins d'un mètre du bord du berceau. Ajoutez autant de protège-câbles que nécessaire pour atteindre la prise électrique murale. Enfin, installez l'embout lorsque vous êtes à une distance de 15 à 25 cm de la prise électrique (cela laisse suffisamment de place pour que le câble excédentaire soit enroulé avec le velcro)






9. Enveloppez le câble excédentaire avec le velcro

Rassemblez l'excédent de câble en boucle. Fixez la partie supérieure de la boucle en faisant passer l'enveloppe du câble dans le premier trou. Le logo Owllet est orienté vers l'extérieur. Fixez la partie inférieure de la boucle en faisant passer l'enveloppe du câble dans le second trou (la boucle devrait maintenant ressembler à un arc). Fixez l'enveloppe de câble restant.

Une fois l'excédent de câble bien enveloppé, connectez le câble d'alimentation à l'adaptateur électrique et branchez-le.

Tout est prêt! Vous pouvez maintenant utiliser l'application pour modifier l'angle de caméra jusqu'à obtenir la vue souhaitée.



Besoin d'aide?

Pour obtenir des coordonnées spécifiques à votre ré, veuillez visiter

<http://support.owlletcare.com>



MISE EN GARDE:



Danger d'étranglement

Des enfants se sont ÉTRANGLÉS avec des câbles. Il est conseillé de toujours utiliser un revêtement protecteur lorsqu'utilisé à moins d'un mètre de l'enfant. Vérifiez avant chaque utilisation que le câble n'est pas à la portée de votre enfant. Cessez immédiatement l'utilisation si le protège-câble est endommagé ou cassé. Ne retirez pas l'étiquette du câble ou du protège-câble.

EN Mises en garde / importantes informations de sécurité

• Mises en garde / importantes informations de sécurité.

La Owllet Cam n'est pas un dispositif médical. Elle ne peut pas servir de dispositif médical, ni remplacer un dispositif médical. Il ne vise pas, ni n'est destiné à diagnostiquer, soigner, traiter, soulager ou prévenir une maladie ou un problème de santé, ni même à examiner, remplacer ou modifier l'anatomie ou un quelconque processus physiologique. Pour une utilisation en intérieur uniquement. Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, NE PAS exposer ce produit à l'eau ou à l'humidité. NE PAS utiliser le moniteur près d'une source d'eau (baignoire, évier, etc.) ou le submerger.

- L'utilisation de ce moniteur ne peut pas se substituer à une surveillance appropriée des parents/d'un adulte. Vous devez vérifier régulièrement l'activité de votre enfant car ce moniteur ne prévient pas les parents des activités silencieuses d'un enfant.
- N'essayez JAMAIS de démonter le produit. Ceci est dangereux et annulera la garantie.
- L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer le moniteur.
- Veuillez utiliser UNIQUEMENT l'adaptateur électrique fourni. Un adaptateur incorrect peut sérieusement endommager le produit.
- Pour éviter l'enchevêtrement et la surchauffe, N'UTILISEZ PAS de rallonges.
- L'adaptateur peut devenir légèrement chaud au toucher pendant son fonctionnement. C'est normal.
- Débranchez TOUJOURS l'adaptateur secteur du mur lors de périodes prolongées de non-utilisation.

- Assurez-vous que les plaques des prises murales ne sont pas inhabituellement chaudes au toucher. Si c'est le cas, débranchez immédiatement les câbles de ces prises. Vérifiez que toutes les connexions aux prises sont en bon état afin que l'adaptateur ne soit pas lâche et qu'aucun câblage ne soit exposé. Faites vérifier par un électricien qualifié et agréé qu'aucun câblage n'est exposé.
- NE PLACEZ PAS l'adaptateur, la prise murale sous une fenêtre où un enfant pourrait l'utiliser pour grimper et/ou pour atteindre un objet en hauteur qui pourrait être dangereux.
- Assemblage par un adulte requis. Gardez les petites pièces à l'écart des enfants lors de l'assemblage. Faites attention lors du déballage du produit.
- Ce produit n'est pas un jouet. NE LAISSEZ PAS vos enfants jouer avec.
- Le moniteur utilise une transmission cryptée sur des fréquences gérées par la FCC (Commission fédérale des communications). N'oubliez pas de protéger votre routeur Wi-Fi avec un mot de passe.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

- VENTILATION : NE BLOQUEZ PAS les ouvertures de ventilation. NE le placez PAS sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire. NE le placez PAS sur une bibliothèque ou un meuble pouvant limiter le flux d'air.
- CHALEUR : Le moniteur doit être placé à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les poêles ou autres appareils produisant de la chaleur. Gardez également ces composants à l'abri de la lumière directe du soleil.
- PROTECTION DU CÂBLE D'ALIMENTATION : Le câble d'alimentation doit être acheminé de sorte qu'il ne risque pas d'être piétiné ou pincé par des objets placés sur ou contre lui. Portez une attention particulière au câble de la prise et au point de sortie du moniteur.

GARANTIE LIMITÉE

• Owllet est fière de ses produits. Nos garanties se trouvent à l'adresse : <https://owletcare.com/pages/warranty>

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC

Les changements ou modifications apportés à cette unité et qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient faire perdre son droit à l'utilisateur d'utiliser ce dispositif. Veuillez utiliser UNIQUEMENT l'adaptateur électrique fourni. Faute de quoi, notre garantie limitée serait annulée. Ce dispositif a été testé

et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont établies pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, peut causer des interférences néfastes aux communications radio.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DEEE

Owlet s'engage à respecter les exigences de la directive 2014/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Veuillez visiter notre site Web.owletcare.com pour plus d'informations concernant l'élimination appropriée des produits Owllet dans l'Union européenne et le Royaume-Uni.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Owllet Baby Care déclare que la Owllet Cam est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible en ligne, à l'adresse suivante : <http://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

PLAGE DE FRÉQUENCE ET DÉBIT MAXIMAL

2412-2472MHz (0.0249 output Watts)

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des réglementations de la FCC et à la (aux) norme(s) RSS non soumise(s) à licence en matière d'innovation, sciences, et développement économique du Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable du dispositif

ES-3 (B)/NMB-3(B)
U.S. Pat. Nos. 9,693,730 and
10,449,837. D'autres brevets
sont en instance.




Erste Schritte

Laden Sie die Owlet App herunter.



Schließen Sie die Kamera an und befolgen Sie die Anweisungen der App zum Verknüpfen der Kamera mit Ihrem Owlet-Konto. Wenn Sie die Owlet App bereits heruntergeladen haben, klicken Sie auf die Registerkarte Konto, um ein neues Gerät hinzuzufügen.



Beachten Sie: Die Kamera ermöglicht Video und Audio über sicheres, verschlüsseltes WLAN. Verbinden Sie die Kamera nur mit einem privaten Netzwerk, das ein sicheres Passwort erfordert.


Leitfaden für die Statusleuchten der Cam

- ● (blinkt rot/blau) Die Kamera ist bereit zum Koppeln mit der App
- (rot) Der Benutzer streamt aktiv über die App
- ● (blinkt blau) Die Kamera versucht, sich mit dem WLAN zu verbinden
- (blau) Die Kamera ist mit dem Internet verbunden. Die App streamt nicht


Wählen Sie die Ansicht

Platzieren Sie die Kamera und alle Kabel 3 Fuß (0,9 Meter) vom Rand des Kinderbetts entfernt. Die Kabel innerhalb von 3 Fuß um das Kinderbett herum sollten abgedeckt werden.

Sie können die Kamera auf zwei Arten einrichten.



- ① **Stellen Sie sie mit dem Magnetfuß auf eine ebene Fläche** und passen Sie den gewünschten Neigungswinkel an.



- ② **Montieren Sie sie mit dem Sockel als Wandhalterung an einer Wand über dem Kinderbett**, um das Kinderbett aus der Vogelperspektive zu sehen oder um eine erweiterte Ansicht des Kinderzimmers zu erhalten.

Die nächsten Schritte führen Sie durch die Montage der Caman der Wand (über dem Kinderbett). Sie können sich auch unser Installationsvideo unter support.owletcare.com ansehen.

Im Lieferumfang enthalten



Owlet Cam



Kabel mit Owlet-Halter*
mit Raumtemperatursensor




Magnetfuß



Netzteile

Wandmontageset



21x Kabelschutz

18x Langer Kabelschutz
1x Endstück
2x L-Halterungen
Kabeldose



Montageplatte



1x Schraube

Erforderliche Werkzeuge zur Befestigung der Cam




Maßband
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Kleiner Kreuzschlitzschraubendreher
(nicht im Lieferumfang enthalten)

*Frühere Versionen können eine Kabeldose für die Kabelführung enthalten.

1. Messen und Kennzeichnen




Messen Sie 0,9 Meter von der Oberseite des Babybettchens entfernt, um den optimalen Blickwinkel zu erhalten.

Berücksichtigen Sie, welche Steckdose Sie verwenden möchten. Die Steckdose sollte aus

Sicherheitsgründen mindestens 0,9 m vom Kinderbett entfernt sein, damit sichergestellt ist, dass sich keine freiliegenden Kabel in Reichweite des Babys befinden. Die nächsten Schritte erklären, wie Sie alle Kabel abdecken können.

Außerdem muss der Standort des Temperatursensors berücksichtigt werden. Der Temperatursensor befindet sich an der Seite in der Nähe des Endes des Smart-Kabels, das mit dem Netzadapter verbunden ist.

2. Ausrichten und Befestigen




Richten Sie das mittlere Loch der Montageplatte nach der von Ihnen gemachten Markierung an der Wand aus. **Befestigen Sie die Montageplatte mithilfe der mitgelieferten Schraube so an der Wand, dass die Pfeile nach oben zeigen**

3. Das Kabel abwickeln




Entfernen Sie die Kabelhalter und wickeln Sie das Kabel ab.

4. Kabel einführen




Führen Sie das Kabel durch den Kanal der Montageplatte ein und richten Sie den orangefarbenen Aufkleber auf dem Kabel Richtung Oberseite der Montageplatte aus.

5. Fuß montieren



Positionieren Sie die großen Löcher des Magnetfußes über die überstehenden Laschen auf der Montageplatte und schieben Sie ihn dann nach unten, bis er einrastet.

6. Cam befestigen




Befestigen Sie die Cam am Magnetfuß. Stecken Sie das Kabel in die Cam.

Der orangefarbene Aufkleber sollte direkt über der Montageplatte angebracht werden, so dass Sie genügend Kabellänge haben, um die Kamera im gewünschten Winkel zu positionieren.

7. Kabelschutzvorrichtungen anbringen


Die Kabelschutzvorrichtungen sind mit hochfestem Klebstoff versehen. Lassen Sie sich bei der Installation Zeit, um sicherzustellen, dass sie richtig platziert sind.

- ① Ziehen Sie die Klebefolie von der Rückseite des langen Schutzes ab
- ② Führen Sie das Kabel in die Mitte eines langen Schutzes ein
- ③ Knipsen Sie den langen Schutz auf die Unterseite der Montageplatte
- ④ Fest gegen die Wand drücken
- ⑤ Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 mit den verbleibenden langen Schutzvorrichtungen, bis Sie die Höhe der Steckdose erreicht haben



8. L-Halterung montieren

Verwenden Sie zum Führen des Kabels in Richtung der Steckdose die rechte oder linke L-Halterung. Installieren Sie lange Schutzvorrichtungen, bis jedes Kabel innerhalb von 0,9 Metern vom Rand des Kinderbettes abgedeckt ist. Fügen Sie bei Bedarf weitere lange Schutzvorrichtungen hinzu, um die Steckdose zu erreichen. Wenn Sie eine Entfernung von 15 - 25 cm von der Steckdose erreicht haben, montieren Sie abschließend das Endstück (so steht ausreichend Platz zum Zusammenbinden überschüssigen Kabels mit Klettband zur Verfügung).






9. Überschüssiges Kabel mit Klettband zusammenbinden

Fassen Sie überschüssiges Kabel zu einer Schlinge zusammen. Befestigen Sie den oberen Teil der Schlinge, indem Sie den Kabelhalter durch das erste Loch führen. Das Owlet-Logo zeigt nach außen. Befestigen Sie den unteren Teil der Schlinge am oberen Teil, indem Sie den Kabelhalter durch das zweite Loch führen (die Schlinge soll nun bogenförmig aussehen). Befestigen Sie den restlichen Kabelhalter.

Wenn das überschüssige Kabel sicher aufgewickelt ist, schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an und stecken es in die Steckdose.


Jetzt sind Sie startklar! Sie können nun die App als Referenz zum Anpassen des Kamerawinkels verwenden, bis Sie die gewünschte Ansicht erhalten.



Benötigen Sie Hilfe?

Spezifische Kontaktinformationen für die jeweilige Region finden Sie unter

<http://support.owletcare.com>



Hergestellt in China

WARNUNG. Strangulierungsgefahr

Kinder können sich mit den Kabeln STRANGULIEREN. Verwenden Sie bei Nutzung innerhalb von 1 Meter um das Kinderbett herum immer die Schutzabdeckung.



Überprüfen Sie das Kabel vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass Ihr Kind nicht mit dem Kabel in Kontakt kommt. Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn die Schutzabdeckung beschädigt oder gebrochen ist. Entfernen Sie nicht die Markierung vom Kabel oder der Schutzabdeckung.

DE Warnhinweise / Wichtige Sicherheitsinformationen

- **Die Owlet Cam ist kein medizinisches Gerät.** Das Gerät darf weder medizinisch verwendet werden noch ein medizinisches Gerät ersetzen. Sie ist nicht dazu geeignet, Krankheiten oder gesundheitliche Leiden zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln, zu lindern oder zu vermeiden oder die Anatomie oder physiologische Vorgänge zu untersuchen, zu ersetzen oder zu modifizieren. Nur für den Innenbereich geeignet. Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu verringern, verwenden Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie dieses Überwachungsgerät NICHT in der Nähe von Wasser (z. B. Badewanne, Waschbecken usw.) und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
- Die Verwendung dieser Überwachung ist kein Ersatz für die ordnungsgemäße Aufsicht durch Erwachsene/Eltern. Sie sollten die Aktivität Ihres Kindes in regelmäßigen Abständen überprüfen, da dieses Überwachungsgerät die Eltern nicht auf die stillen Aktivitäten eines Kindes aufmerksam macht.
- Versuchen Sie NIEMALS, das Produkt zu zerlegen. Dies ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Der Benutzer sollte nicht versuchen, den Bildschirm zu warten/repariieren.
- Verwenden Sie nur den mit diesem Produkt gelieferten Netzadapter. Eine falsche Polarität oder Spannung des Adapters kann das Produkt ernsthaft beschädigen.
- PUM Verwicklungen und Überhitzungen zu vermeiden, verwenden Sie KEINE Verlängerungskabel.
- Während des Betriebs kann sich der Adapter erwärmen. Das ist normal.

- Ziehen Sie IMMER den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Stellen Sie durch Überprüfen sicher, dass die Steckdosenplatten nicht ungewöhnlich heiß sind. Sollte das der Fall sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus diesen Steckdosen. Vergewissern Sie sich, dass alle Steckdosenanschlüsse in einwandfreiem Zustand sind, damit der Adapter nicht lose ist und keine Kabel freigelegt sind. Lassen Sie einen qualifizierten Elektriker überprüfen, dass keine Kabel freigelegt sind.
- Platzieren Sie den Adapter/Wandstecker NICHT unter einem Fenster, wo ein Kind damit auf etwas treten und/oder etwas erreichen kann, das gefährlich sein könnte.
- Montage durch Erwachsene erforderlich. Halten Sie beim Zusammenbau kleine Teile von Kindern fern. Seien Sie beim Auspacken des Produkts vorsichtig.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder NICHT damit spielen.
- Das Überwachungsgerät verwendet eine verschlüsselte Übertragung über FCC-verwaltete Frequenzen. Denken Sie immer daran, Ihren WLAN-Router mit einem Passwort zu schützen.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

- **BELÜFTUNG:** Blockieren Sie NICHT die Lüftungsöffnungen. NICHT auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlicher Fläche aufstellen. NICHT in ein Bücherregal oder einen Schrank stellen, da dies die Belüftung beeinträchtigen könnte.
- **WÄRME:** Das Überwachungsgerät sollte sich außerhalb von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten befinden, die Wärme erzeugen. Diese Komponenten sollten zudem vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- **SCHUTZ DES NETZKABELS:** Das Netzkabel ist so zu verlegen, dass niemand darauf läuft und es nicht durch auf- oder anliegende Gegenstände eingeklemmt werden kann. Achten Sie insbesondere auf das Kabel am Stecker und an der Stelle, an der es aus dem Überwachungsgerät austritt.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

• Owlet steht stolz hinter seinen Produkten. Unsere Garantieinformationen finden Sie unter: <https://owletcare.com/pages/warranty>

FCC-KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht

ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben. Bitte verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH das mitgelieferte Netzteil. Bei Nichtbeachtung kann dies zum Erlöschen unserer beschränkten Garantie führen. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnräumen bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers aufgestellt und verwendet wird, Störungen verursachen, die den Funkverkehr beeinträchtigen.



WEE-KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Owlet verpflichtet sich, die Anforderungen der Richtlinie 2014/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zu erfüllen. Bitte besuchen Sie unsere Website unter owletcare.com, um mehr über die ordnungsgemäße Entsorgung von Owlet Produkten in der EU und Großbritannien zu erfahren.

STELLUNGNAHME ZUR KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Hiermit erklärt Owlet Baby Care, dass die Owlet Cam mit der Richtlinie 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internet-Adresse abrufbar: <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

FREQUENZBEREICH UND MAXIMALE LEISTUNG

2412-2472MHz (0.0249 output Watts)

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften und den lizenzfreien RSS-Standards von Innovation, Science and Economic Development Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.


ES-3 (B)/NMB-3(B)
U.S. Pat. Nos. 9,693,730 und 10,449,837.
Andere Patente ausstehend.

Kom igång

Ladda ner Owlet-appen.



Koppla in och följ appinstruktionerna för att koppla ihop kameran med ditt Owlet-konto. Om du redan har laddat ner Owlet-appen, klicka på konto-fliken för att lägga till ny enhet



Kom i håg - kameran tillåter video och ljud via säkrad krypterad Wi-Fi. Anslut kameran enbart till privat nätverk som kräver ett hemligt lösenord.


Manual till statusbelysning för Owlet-kamera

- ● (blinker röd/blå) kameran är redo att ansluta till appen
- (röd) Användare redo för aktiv streaming via app
- ● (blinker blå) kameran försöker ansluta till Wi-Fi
- (blå) Kamera är ansluten till internet. Appen streamar inte


Välj ditt visningsläge

Placera kameran och samtliga sladdar minst 0,9 meter från spjålsängens kant. Sladdar inom 90 centimeter från spjålsängens kant bör täckas.

Du kan arrangera kameran på två sätt.



- ① **Placera den på platt yta** genom att använda den magnetiska ytan för önskad lutningsvinkel.



- ② **Montera den på en vägg ovanför spjålsängen** genom användning av väggmonteringen för överskådlig vy över spjålsängen eller för en vidgad vy av din barnkammare.

De följande stegen guidar dig genom **montering avkameran på väggen (ovanför spjålsängen)**. Du kan även se vår installationsvideo på support.owletcare.com.

Lådans innehåll



Owlet Cam



Magnetisk bas




Kabel med Owlet-rem*
med rumstemperatur sensor



Strömkabel

Väggmonteringsutrustning



21x Sladdskydd

18x Långa skydd
1x Änddel
2x Vinkeljärn

Monteringsplatta



1x Skruv

Erforderliche Werkzeuge zur Befestigung der Cam




Måttband
(ej inkluderat)



Liten skruvmejsel från Phillips
(ej inkluderad)

*Tidigare versioner kan innehålla en kabelbox för kabelhantering

1. Mät och markera




Placera minst 90 centimeter från högsta kanten på spjålsängen för optimalt synfält.

Välj uttag för användning. Uttaget bör vara placerat minst 90 centimeter från spjålsängen för att garantera att ingasynliga kablar kan nås av ditt barn. De följande stegen instruerar dig om hur du täcker alla sladdar.

Det är också viktigt att tänka på placeringen av temperatursensorn. Temperatursensorn hittar du nära änden av den smarta kabeln på den sida som ansluts till strömadaptern.

2. Justera och sätt fast




Justera mitthålet av monteringsplattan med markeringen du gjort på väggen. Sätt fast monteringsplattan med den tillhörande skruven på väggen med **pilarna riktade uppåt**.

3. Nysta upp sladdarna




Ta bort kabelremmen och sträck ut kabeln.

4. Trä sladden




Trä sladden längs med monteringsplattan, justera det orangefärgade klistermärket på kabeln till toppen på monteringsplattan.

5. Montera basen



Placera de stora hålen i magnetbasen över de utstående flikarna på monteringsplattan, dra sedanåt till det klickar.

6. Fäst kameran




Fäst kameran på den magnetiska basen. Koppla in sladden i kameran.

Den orangefärgade dekalen ska placeras precis ovanför monteringsplattan så att du har tillräckligt med kabel kvar för att positionera kameran till önskad vinkel.

7. Montera sladdskydd


I sladdskydden finns starkt självfästande lim. Ta din tid med installationen för att försäkra dig om att du hittar rätt placering.

- ① Ta bort lim skyddet från baksidan av det långa kabelskyddet
- ② Trä ned sladden genom mitten på det långa skyddet
- ③ Sätt fast det långa skyddet på botten av monteringsplattan
- ④ Tryck fast hårt på väggen
- ⑤ Repetera steg 1-4 med de återstående långa skydden till du når höjden av vägguttaget



8. Montera vinkeljärn

Använd vänster eller höger vinkeljärn för att styra sladden mot vägguttaget. Installera långa skydd till sladd inom 90 centimeter av spjålsängens kant är täckt. Fortsätt lägga till långa skydd vid behov för att nå uttaget. Installera slutligen änddelen när du är inom 6-10 centimeter från vägguttaget (detta ger tillräckligt med utrymme för att linda ihop kabelöverskottet med kardborrebandet).






9. Linda ihop kabelöverskottet med kardborrebandet

Samla ihop kabellängden som blir över i en slinga. Fäst slingans övre del genom att mata kabelremmen genom det första hålet. Låt Owlet-logon vara vänd utåt. Fäst slingans nedre del till den övre delen genom att mata kabelremmen genom det andra hålet (öglan bör nu se ut som en båge). Fäst återstående kabelrem.

När den överflödiga kabeln har fästs ordentligt, anslut strömkabeln till strömadaptern och koppla in den.

Du är klar! Du kan nu använda appen för hjälp att justera kameravinkeln till du når önskat synfält.



Behöver du hjälp?

För kontaktinformation inom ditt specifika område, vänligen besök

<http://support.owletcare.com>



VARNING. Strypningsrisk



Barn har STRYPTTS av sladdar.

Använd alltid skydd vid

användning inom 90 centimeter från spjålsäng.

Kontrollera att sladden inte är synlig för ditt barn innan användning. Upphör användning omedelbart om skyddet är förstört eller skadat. Ta ej bort flik från sladd eller skydd.

SV Varningar och viktig säkerhetsinformation

• **VARNING Owlet-kameran är inte en medicinsk enhet.**

Produkten är inte avsedd att användas som ett medicinskt hjälpmedel eller ersätta ett medicinskt hjälpmedel. Produkten kan inte och är inte avsedd att diagnostisera, bota, vårda, lindra eller förhindra någon sjukdom eller hälsotillstånd, eller utreda, ersätta eller modifiera anatomin eller någon fysiologisk process.

• Edast för användning inomhus. För att minska risk för brand eller elektrisk chock, UTSÄTT ALDRIG denna produkt för vatten eller fukt. ANVÄND EJ monitorn nära vatten (t.ex. vid badkar, handfat, etc.) eller sänk den i vatten.

• Användningen av denna monitor bör ej användas istället för sedvanlig omsorg av vuxen/förälder. Du bör kontrollera ditt barns aktiviteter med jämna mellanrum då denna monitor inte larmar föräldrar om ett barns tysta aktiviteter.

• FÖRSÖK ALDRIG att ta isär denna produkt. Detta är farligt och täcks inte av garantin.

• Användaren bör ej försöka reparera monitorn.

• Använd endast tillhörande adapter med denna produkt. Felaktig adapterpolaritet eller elektrisk spänning kan skada produkten allvarligt.

• För att undvika sladdtrassel och överhettning, ANVÄND EJ förlängningssladdar.

• Adaptern kan bli lite varm att röra under användning. Detta är normalt.

• Koppla ALLTID ur AC-adapter från väggen vid långa perioder av icke-användning.

• Kontrollera och försäkra dig om att vägguttagsplattorna inte är ovanligt heta. Om de är överhettade, koppla omedelbart ur sladdarna från dessa uttag. Kontrollera att alla uttagssammankopplingar är i gott skick så att adaptern inte är lös eller sladdar blir synliga. Låt en kvalificerad legitimerad elektriker kontrollera att inga sladdar är synliga.

• PLACERA EJ adapter/vägguttag under fönster som barnet kan använda att stå i och/eller nå något som är farligt.

• För montering krävs en vuxen person. Håll undan små delar från barn medan du monterar. Var försiktig när du packar upp produkten.

• Denna produkt är inte en leksak. TILLÅT EJ barn att leka med den.

• I monitorn används säkrad transmission med FCC-hanterade frekvenser. Kom alltid ihåg att lösenordsskydda din WiFi-router.

YTTERLIGARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER

• VENTILATION: BLOCKERA EJ ventilationsöppningar.

PLACERA EJ på säng, soffa, matta eller liknande yta. PLACERA EJ i bokhylla eller skåp som kan hindra luftcirkulation.

• VÄRME: Monitorn bör placeras utom räckhåll från värmekällor som element, värmeventiler, ugnar eller andra värmearrordningar. Håll dessa komponenter från direkt solljus.

• STRÖMSLADDSSKYDD: Strömtillförselssladden bör vara placerad så att den inte blir trampad på eller kläms av föremål placerade på eller mot den. Var extra uppmärksam med sladden vid uttaget och vid monitorns utgång.

BEGRÄNSAD GARANTI

• Owlet står stolt bakom sina produkter. Våra garantier finns på: <https://owletcare.com/pages/warranty>

FCC EFTERLEVNA DSUTLÅTANDE

• Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för kravuppfyllelse kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning. Använd ENDA ST medföljande strömadapter. Om så inte efterlevs kan vår begränsade garanti upphöra. Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en klass B digital enhet, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla

radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med tillverkarens anvisningar, kan den orsaka störningar skadliga för radiokommunikation.

WEE EFTERLEVNA DSUTLÅTANDE

Owlet är skyldig att efterleva kraven i direktiv 2014/19/EU om elektronik- och elektronikutrustningsavfall (WEEE).

Besök vår hemsida på owletcare.com för mer information om hur Owlet-produkterna ska slängas korrekt i EU och Storbritannien.



FÖRSÄKRAN OM EFTERLEVNA D

Härmed förklarar Owlet Baby Care att Owlet-kameran efterlever reglerna i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om efterlevnad finns på följande internetadress: <https://owlet-babycare.co.uk/pages/ce-compliance>

FREKVENS RÄCKVIDD OCH MAXIMAL EFFEKT

2412-2472MHz (0.0249 output Watts)

Denna efterlever del 15 i FCC-reglerna och med Innovation, Science, and Economic Development Canadas license-exempt RSS(s). Driften är föremål för följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka störningar, och (2) denna enhet måste acceptera eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
U.S. Pat. Nos. 9,693,730 och 10,449,837.

Andra patent som väntar.

Tillverkad i Kina



FSC
www.fsc.org

MIX
Paper from
responsible sources

FSC® C153924




La os komme i gang

Last ned Owlet-appen.



Plugg inn og følg appinstruksjonene for å sette sammen Cam med din Owlet-konto. Hvis du allerede har lastet ned Owlet-appen, klikk på Konto-knappen for å legge til en ny enhet.



Husk: Cam gir video og lyd via sikker, kryptert WiFi. Koble Cam kun til privatnettverksom krever et sikkert passord.


Guide for Owlet Cam statuslamper

- ● (blinkende rødt/blått) Cam er klar til å pares med App
- (rødt) Bruker streamer aktivt via App
- ● (blinkende blått) Cam prøver å koble seg til WiFi
- (blått) Cam er tilkoblet internett. Appen streamer ikke


Velg din visning

Plasser Cam og alle kablene 3 fot (0.9 meter) bort fra kanten til Kabler innenfor 3 fot (0.9 meter) av kanten til babysengen bør være dekket til.

Du kan sette opp Cam på to måter.



- ① **Plasser det på en plan overflate** ved å bruke den magnetiske basen og juster til den ønskete vinkelen



- ② **Fest det på veggen over babysengen** ved å bruke basen som et veggfeste for å få et fugleperspektiv av babysengen eller få et utvidet overblikk av babyrommet.

De neste trinnene vil guide deg gjennom hvordan å feste Cam på veggen (over babysengen). Du kan også se vår installasjonsvideo på support.owletcare.com.

Im Lieferumfang enthalten



Owlet Cam



Kabel med Owlet-bånd*
med romtemperatursensor




Magnetisk base



Strømadaptere

Kit for veggfesting



21x
Kabelbeskyttere

18x Lange beskyttere
1x Endestykke
2x L-hyllekneker



Festeplate



1x Skrue

Verktøy som trengs til å feste Cam




Målebånd
(ikke inkludert)



Liten stjerneskrutrekker
(ikke inkludert)

*Tidligere versjoner kan inkludere en kabelboks for kabeladministrasjon

1. Mål og marker




Mål 0.9 meter fra toppen av babysengen for å optimalisere synsvinkelen.

Vurder hvilket uttak som skal brukes. Uttaket bør være minst 0.9 meter borte fra babysengen for å sikre at ingen avdekkede kabler kommer innenfor babyens rekkevidde. De nestetrinnene vil gi instruksjon om hvordan å dekke til alle kabler.

Det er også viktig å vurdere plasseringen til temperatursensoren. Du finner temperatursensoren nær enden av smartkabelen på siden som kobles til strømadapteren.

2. Juster og fest




Juster senterhullet på festeplaten med merket som du har laget på veggen. Ved å bruke medfølgende skrue, fest festeplaten på veggen **med pilene pekende oppover**.

3. Vikle ut kabelen




Fjern kabelbåndet og vikle ut kabelen.

4. Tre inn kabelen




Tre kabelen ned i kanalen på festeplaten, juster det oransje klistremerket på kabelen til toppen av festeplaten.

5. Montera basen



Plasser de store hullene i den magnetiske basen over de fremspringende tappene på festeplaten, og skyv nedover til den klikker.

6. Fest Cam




Fest Cam til den magnetiske basen. Plugg kabelen inn i Cam.

Det oransje klistremerket skal plasseres rett over monteringsplaten slik at du har tilstrekkelig med kabel til å plassere kameraet i ønsket vinkel.

7. Fest kabelbeskyttere


Kabelbeskytterne bruker adhesivitet med høy styrke. Ta deg tid under installasjonen til å sikre riktig plassering.

- ① Ta av det adhesive dekket fra baksiden av en lang beskytter
- ② Tre kabelen ned i senteret av en lang beskytter
- ③ Klikk den lange beskytteren inn på bunnen av festeplaten
- ④ Trykk godt på veggen
- ⑤ Gjenta trinnene 1-4 med resten av de lange beskytterne inntil du når høyden av vegguttaket



8. Festing L-hylleknekt

Bruk den høyre eller venstre L-hylleknekten for å guide kabelen i retning av vegguttaket. Installer de lange beskytterne til hvilken som helst kabel innenfor 36 inches (0,9 meter) fra kanten av babysengen er dekket til. Fortsett å legge til de lange beskytterne etter behov for å nå uttaket. Til slutt, installer endestykket når du er innenfor 15-25 centimeter fra uttaket (dette gir nok plass til å pakke overflødig kabel med borrelås).






9. Pakk overflødig kabel med borrelås

Samle overflødig kabel i en løkke. Sikre den øverste delen av løkken ved å mate kabelbåndet gjennom det første hullet. Owlet-logoen vender utover. Sikre den nederste delen av løkken ved å mate kabelbåndet gjennom det andre hullet (løkken skal se ut som en bue). Sikre det gjenværende kabelbåndet.

Når den overflødig kabelen er pakket sikkert inn, kobler du til strømkabelen til adapteren og plugges den inn.

Da er du klar! Nå kan du bruke Appen for å finne ut hvordan du justerer vinkelen til Cam inntil du oppnår det ønskete overblikket.



Trenger du hjelp?

For kontaktinformasjon som er spesifikk for din region, vennligst besøk

<http://support.owletcare.com>



ADVARSEL.

Kvelningsfare

Barn har blitt KVALT av ledninger. Bruk alltid beskyttende dekke ved bruk

innenfor 3 fot fra babysengen. Sjekk før bruk for å sikre snoren ikke er innenfor barnets rekkevidde. Stopp bruk umiddelbart hvis det beskyttende dekket er skadet eller ødelagt. Ikke fjern merkelappen fra ledningen eller det beskyttende dekket.



NO Warnings / Important Safety Information

- **ADVARSLER/Viktig sikkerhetsinformasjon** Owlet Cam er ikke en medisinsk enhet. Den er ikke ment for bruk som, eller erstatning for en medisinsk enhet. Den er ikke ment til, og vil ikke diagnostisere, kurere, behandle, lindre eller forebygge sykdom eller helsestilstander eller undersøke, erstatte eller endre anatomi eller enhver fysiologisk prosess.
- Kun til innendørs bruk. For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, MÅ DU IKKE eksponere dette produktet for vann eller fuktighet. IKKE bruk monitoren i nærheten av vann (som i badekaret, vasken, osv.) eller under vann.
- Bruken av denne monitoren skal ikke erstatte tilsyn fra voksne/foreldre. Du bør sjekke barnets aktivitet med jevnlig mellomrom, da denne monitoren ikke varsler foreldrene om barnets stille aktiviteter.
- Prøv ALDRI å ta dette produktet fra hverandre. Dette er farlig og vil ugyldiggjøre garantien
- Brukeren bør ikke forsøke å gjøre servicearbeid/repasere monitoren.
- Bruk kun adapteren som medfølger dette produktet. Feil adapterpolaritet eller spenning kan påføre produktet alvorlig skade.
- For å unngå floker og overoppheting, bruk IKKE skjæteledninger.
- Adapteret kan bli litt varm under bruk. Dette er normalt.
- Ta ALLTID ut kontakten til AC-adapteren fra veggen i lange perioder uten bruk.
- Kontroller for å sikre at veggplatene ikke er unormalt

varme. Hvis de er det, må du trekke ut ledningene fra disse uttakene umiddelbart. Kontroller at alle uttakstilkoblingene er i god stand slik at adapteret ikke løser eller kabler eksponeres. Få en kvalifisert, lisensiert elektriker til å kontrollere at ingen kabler eksponeres.

- IKKE plasser adapteren/vegguttaket under et vindu hvor et barn kan bruke dette til å trå på og/eller strekke seg opp til noe som kan være farlig.
- AMå monteres av en voksen. Hold små deler borte fra barn under montering. Vær forsiktig når du pakker opp produktet.
- Dette produktet er ikke en leke. TILLAT IKKE barn å leke med produktet.
- Monitoren bruker kryptert overføring over FDD-styrte frekvenser. Husk alltid å passordbeskytte Wi-Fi-ruteren din.

YTTRELIGERE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- **VENTILASJON:** Blokker IKKE ventilasjonsåpninger. Plasser IKKE på en seng, sofa, teppe eller lignende overflate. Plasser IKKE i en bokhylle eller skap som kan begrense luftstrømmen.
- **VARME:** Monitoren skal plasseres på et sted borte fra varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeovner, ovner eller andre apparater som produserer varme. Komponentene må også holdes borte fra direkte sollys.
- **BESKYTTELSE AV STRØMLEDNING:** Strømforsyningsledningen bør legges slik at det ikke er sannsynlig at man går på den eller at den klemmes av gjenstander plassert på eller mot den. Vær spesielt oppmerksom på at ledningen på pluggen og punktet hvor den kommer ut fra monitoren.

BEGRENSET GARANTI

Owlet står stolt bak sine produkter. Garantiene våre finnes på: <https://owletcare.com/pages/warranty>

ERKLÆRING OM FDD-SAMSVAR

• Endringer eller modifiseringer til denne enheten som ikke er ettertrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke dette utstyret. Bruk KUN medfølgende strømforsyning. Brudd på etterfølgelse kan ugyldiggjøre den begrensede garantien. Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene til en digital enhet av klasse B, i henhold til del 15 av FDD-reglene. Disse begrensningene er

utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Utstyret kan forårsake interferens skadelig for radiokommunikasjon, hvis ikke det er installert og anvendt i henhold til produsentens instruksur.

ERKLÆRING OM WEE-SAMSVAR

Owlet er forpliktet til å oppfylle kravene i direktiv 2014/19/EU om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Besøk hjemmesiden på owletcare.com, for å finne ut mer om riktig avhending av Owlet-produkter i EU og Storbritannia.



SAMSVARSERKLÆRING

Owlet Baby Care erklærer herved at Owlet Cam er i samsvar med EU-direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten av EU-samsvarserklæringen, er tilgjengelig på den følgende internettdressen: <http://owlet-babycare.co.uk/pages/ce-compliance>

FREKVENSSOMRÅDE OG MAKSIMALT UTTAK

2412-2472MHz (0.0249 output Watts)

Denne enheten samsvarer med del 15 av FDD-reglene og med Innovation, Science, and Economic Development Canadas lisensfrie RSS(-er). Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake interferens, og (2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
U.S. Pat. Nos. 9,693,730 and 10,449,837.
Andre patenter venter.

Produsert i Kina




La os komme i gang

Download Owlet App.



Sæt stikket i, og følg appens vejledning for at parre kameraet med din Owlet-konto.



Husk: Kameraet kan både sende og modtage video og lyd via sikkert, krypteret WiFi. Du bør kun tilslutte kameraet til et privat netværk, der kræver en sikker adgangskode.


Vejledning til Owlet kameraets statuslamper

- ● (blinker rødt / blå) Kameraet er klar til at blive parret med appen
- (rød) Brugeren streamer aktivt via appen
- ● (blinker blå) Kameraet forsøger at oprette forbindelse til WiFi
- (blå) Kameraet er tilsluttet internettet Appen streamer ikke


Vælg din visning

Placer kameraet og alle kabler 1 meter (3 fod) væk fra kanten af vuggen/sengen. Kabler, der er mindre end en meter fra kanten af vuggen/senge skal være dækket til.

Du kan indstille kameraet på to måder:



- ① Sæt det på en plan overflade vha. den magnetiske fod og juster den ønskede hældningsvinkel.



- ② Monter det på en væg over vuggen/sengen og brug foden som vægbeslag, så du ser sengen oven fra eller får et bredere overblik over børneværelset.

De næste trin fortæller dig, hvordan du monterer kameraet på væggen (over sengen). Du kan også se vores installationsvideo på support. owletcare.com

Æskens indhold



Owlet Cam



Magnetisk fod




Kabel med Owlet indpakning*
med rumtemperaturføler



Strømadaptere

Vægmonteringsæt



21x Kabelboks

18x Ledningsholdere
1x Endestykke
2x Lange holdere

Monteringsplade



1x Skrue

Værktøjer, der skal bruges til montering af kameraet




Målebånd
(ikke inkluderet)



Lille Philips skruetrækker
(ikke inkluderet)

*Tidligere versioner kan indeholde en kabelboks til opbevaring

1. Mål og marker




Mål 1 meter fra toppen af din babys seng for at få den optimale synsvinkel.

Overvej, hvilken stikkontakt du skal bruge. Stikkontakten skal være mindst 1 meter væk fra krybben for at sikre, at der ikke er nogen udsatte kabler inden for babyens rækkevidde.

Det er også vigtigt at overveje placeringen af temperatursensoren. Temperatursensoren er placeret tæt på enden af smart-kablet på den side der er forbundet til strømadapteren.

2. Juster og sæt fast



Juster det midterste hul på monteringspladen, så det passer med det mærke, du har sat på væggen. **Fastgør monteringspladen på væggen, ved hjælp af den medfølgende skrue, så pilene peger opad.**


56

3. Rul kablet ud




Fjern kabelindpakningen og rul kablet ud.

4. Træk kablet




Træk kablet ned langs monteringspladen, og juster det orange klistermærke på kablet, så det passer med oversiden på monteringspladen.

5. Monter foden



Sæt de store huller på magnetfoden over de fremspringende tapper på monteringspladen, og skub den så nedad, indtil du hører et klik.

6. Monter kameraet




Monter kameraet på magnetfoden.
Sæt kablet i kameraet.

Den orange sticker skal anbringes lige over monteringspladen, så du har nok ekstra kabel til at placere kameraet i den ønskede vinkel.

7. Monter kabelholderne


Kabelholderne bruger en kraftig lim. Tag dig god tid under installationen, så du sikrer dig, at de sidder korrekt.

- ① Fjern beskyttelsen fra klisteret på bagsiden af en lang holder
- ② Træk kablet ned i midten af en lang holder
- ③ Klik en lang holder fast på bunden af monteringspladen
- ④ Pres den fast mod væggen
- ⑤ Gentag trin 1-4 med de resterende, lange holdere, til du når højden på stikkontakten



8. Monter L-stykket

Brug et højre- eller venstrevendt L-stykke til at føre kablet hen mod stikkontakten. Monter de lange holdere, indtil ethvert kabel, som er mindre end en meter fra kanten af sengen er dækket. Fortsæt med at sætte lange kabelholdere op efter behov, til du når stikkontakten. Afslut ved at montere endestykket, når du har nået ca. 15-25 centimeter fra stikkontakten (det giver plads nok til, at vikle overskydende kabel med velcro).






9. Vikl overskydende kabel op med velkro

Saml det overskydende kabel i en løkke. Fastgør den øverste del af løkken ved at føre kablet gennem det første hul. Owlet-logoet skal vende udad. Fastgør den nederste del af løkken til den øverste del ved at føre kablet gennem det andet hul (Løkken skal ligne en sløjfe). Fastgør den resterende kabelindpakning.

Når først det overskydende kabel er blevet forsvarligt oprullet, så tilslut strømkablet til strømadapteren og sæt stikket i.

Så er du klar! Du kan nu bruge appen, mens du justerer kameravinklen, til du opnår den ønskede visning.



Brug for hjælp?

Se de kontaktoplysninger, der er specifikke for din region, lige her

<http://support.owletcare.com>



ADVARSEL

Kvælningsfare!



Børn kan blive KVALT i ledninger. Brug altid beskyttelsesafdækning, når enheden mindre end en meter fra en seng eller vugge. Før hver brug, skal du altid tjekke det og sikre dig, at barnet ikke kan nå ledningen. Stop brugen med det samme, hvis den beskyttende afdækning er beskadiget eller ødelagt. Fjern ikke mærket fra ledningen eller beskyttelsesafdækningen.

DA Advarsler / Vigtig Sikkerhedsinformation

- **ADVARSEL: Owlet Cam er ikke en medicinsk udstyr.** Det er ikke beregnet til brug som medicinsk udstyr, eller til at erstatte medicinsk udstyr. Det er ikke og er ikke beregnet til at diagnosticere, kurere, behandle, lindre eller forhindre sygdom eller sundhedstilstande eller undersøge, erstatte eller modificere nogen anatomi eller nogen anden form for fysiologisk process.
- Kun til indendørs brug. Udsæt IKKE dette produkt for vand eller fugt, for at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød. **DU MÅ IKKE** bruge babyalarmer i nærheden af vand (eksempelvis badekar, håndvaske etc.) eller nedsænke den i vand.
- Brugen af denne babyalarm må ikke erstatte voksnes / forældres korrekte overvågning. Du bør tjekke dit barns aktivitet med regelmæssige intervaller, da denne babyalarm ikke advarer forældre om et barns stille perioder eller aktiviteter.
- Forsøg **ALDRIG** at adskille produktet. Dette er farligt og annullerer garantien.
- Brugeren må ikke forsøge at servicere / reparere babyalarmer.
- Brug kun den adapter, der følger med dette produkt. Forkert adapterpolaritet eller -spænding kan beskadige produktet alvorligt.
- **BRUG IKKE** forlængerledninger for at undgå sammenfiltring og overophedning.
- Adapteren kan blive lidt varm at røre ved under brugen. Det er helt normalt.
- **FJERN ALTID** vekselstrømsadapteren fra vægkontakten,

hvis enheden ikke bruges i en længere periode.

- Sørg for, at vægkontakten overflade ikke føles usædvanligt varm ved berøring. Hvis det er tilfældet, skal du straks fjerne ledningen fra sådanne stikkontakter. Kontroller, at alle stikkene er i god stand, så adapteren ikke sidder løs og at der ikke er nogen udsatte ledninger eller kabler. Få en kvalificeret, autoriseret elektriker til at tjekke, at der ikke er nogen udsatte ledninger
- **DU MÅ IKKE** bringe adapteren / vægstikket under et vindue, hvor barnet kan bruge det til at træde på og / eller nå noget, der kan være farligt.
- Enheden skal samles af en voksen. Hold små dele væk fra børn, mens enheden samles. Vær forsigtig og omhyggelig, når du pakker produktet ud.
- Produktet er ikke et legetøj. **LAD IKKE** børn lege med det.
- Babyalarmer bruger et krypteret signal over FCC-styrede frekvenser. Husk altid at beskytte din Wi-Fi-router med en adgangskode.

YDERLIGERE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- **VENTILATION:** Du må IKKE blokere ventilationsåbningerne. Enheden må IKKE anbringes på en seng, sofa, et tæppe eller en lignende overflade. Enheden må IKKE anbringes i en reol eller et skab, der kan begrænse luftstrømmen.
- **VARME:** Babyalarmer skal placeres væk fra varmekilder, som fx radiatorer, varmeapparater, komfurer eller andre apparater, der producerer varme. Hold også disse komponenter væk fra direkte sollys.
- **BESKYTTELSE AF STRØMKABLET:** Strømforsyningskablet skal trækkes, så det ikke er sandsynligt, at man går på det eller klemmer det med genstande, der er placeret på eller mod det. Vær særlig opmærksom på ledningen ved stikket og det, hvor den kommer ud af babyalarmer.

BEGRÆNSET GARANTI

- Owlet er stolte af vores produkter. Vores garantier findes på: <http://owletcare.com/pages/warranty>

FCC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Ændringer eller modifikationer af denne enhed, der ikke er specifikt godkendt af afdelingen, der er ansvarlig for compliance, kan gøre brugerens tilladelse til at benytte dette udstyr ugyldig. Benyt KUN den medfølgende strømforsyning. Hvis dette undlades, annullerer det vores begrænsede garanti.

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i Klasse B, jfr. § 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udformet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i boliger. Dette udstyr genererer, bruger og udstråler radiofrekvenser og kan, hvis det ikke installeres og bruges korrekt i henhold til producentens instruktioner, skabe interferens, der er skadelig for radiokommunikation.



WEE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Owlet er forpligtet til at opfylde kravene i direktiv 2014/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Besøg vores hjemmeside owletcare.com og se mere om den korrekte bortskaffelse af Owlets produkter i EU og UK.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Owlet Baby Care erklærer hermed, at Owlet Cam er i overensstemmelse med direktiv 2014/53 / EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan ses på følgende internetadresse: <http://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

FREKVENSSOMRÅDE OG MAKSIMUM EFFEKT

2412-2472MHz (0.0249 output Watts)

Denne enhed overholder stk. 15 i FCC-reglerne og har licensfritagelse jfr Innovation, Science and Economic Development Canadas RSS(er). Brugen er underlagt de følgende forudsætninger: (1) denne enhed skaber må ikke skabe interferens, og (2) denne enhed skal kunne acceptere interferens, inklusiv interferens, der kan skabe uønsket brug af enheden.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
U.S. Pat. Nos. 9,693,730 and
10,449,837.

Andre ventende patenter.



Fremstillet i Kina




Laten we beginnen

Download de Owlet App.



Sluit aan en volg de instructies van de app om de Cam met uw Owlet account te koppelen.

Als u de Owlet-app al gedownload heeft, klik dan op Account op een nieuw apparaat toe te voegen.



Vergeet niet: de Cam maakt video en audio mogelijk via veilige, versleutelde wifi. Verbind de Cam alleen met een besloten netwerk waar een veilig wachtwoord voor nodig is.

Handleiding voor Owlet Cam Statuslampjes

- ● (knipperend rood/blauw) Cam is klaar om aan App gekoppeld te worden
- (rood) Gebruiker is actief aan het streamen via App
- ● (knipperend blauw) Cam probeert verbinding met wifi te maken
- (blauw) Cam is niet verbonden met het internet. App is niet aan het streamen


Kies uw weergave

Plaats de Cam en alle kabels op 0,9 meter afstand van de rand van de wieg. Kabels binnen 0,9 meter van de rand van de wieg moeten bedekt zijn.

U kunt de Cam op twee manieren instellen:



- ① **Plaats het op een vlak oppervlakte** met behulp van de magnetische basis en stel het in op de de gewenste kantelhoek.



- ② **Bevestig het aan een muur boven de wieg** met behulp van de basis als muurbevestiging voor een totaal beeld van de wieg of voor een breder beeld van de kinderkamer.

De volgende stappen helpen u bij het bevestigen van de Cam op de buur (boven de wieg). U kunt ook onze installatievideo raadplegen op support.owletcare.com

Wat zit er in de doos



Owlet Cam



Magnetische basis



Kabel met Owlet-wikkel*
met kamertemperatuursensor



Voedingadapters

Kit voor muurmontage



21x Kabeldoos
18x Lange beschermers
1x Eindstuk
2x L-vormige steunen



Montageplaat



1x Schroef

Benodigd gereedschap om de Cam te bevestigen




Meetlint
(niet inbegrepen)



Kleine Phillips schroevendraaier
(niet inbegrepen)

*Vorige versies bevatten mogelijk een kabeldoos voor kabelbeheer

1. Meten en markeren




Meet 0,9 meter van de bovenkant van de wieg van uw baby voor de beste kijkhoek.

Bekijk welk stopcontact u wilt gebruiken. Het stopcontact moet ten minste 91 cm van de wieg verwijderd zijn om ervoor te zorgen dat de kabels buiten bereik van de baby vallen.

Het is ook belangrijk rekening te houden met de locatie van de temperatuursensor. U vindt de temperatuursensor aan het einde van de smartkabel aan de kant die de stroomadapter verbindt.

2. Uitlijnen en bevestigen




Lijn het middelste gat van de montageplaat uit met het merkteken dat u op de muur hebt gezet. **Gebruik de meegeleverde schroef, bevestig de montageplaat op de muur met de pijlen naar boven gericht.**

3. Ontrol de kabel




Verwijder de kabelwikkels en rol de kabel af.

4. De kabel doorvoeren




Voer de kabel door het kanaal van de montageplaat en lijn de oranje sticker op de kabel uit met de bovenkant van de montageplaat.

5. De basis bevestigen



Plaats de grote gaten van de magnetische basis boven de uitstekende tabs op de montageplaat en schuif vervolgens naar beneden totdat het klikt.

6. De Cam bevestigen




Bevestig de Cam op de magnetische basis. Sluit de kabel aan op de Cam.

De oranje sticker moet net boven de montageplaat geplaatst worden, zodat u voldoende speling in de kabel heeft om de Cam in de gewenste hoek te plaatsen.

7. Kabelbeschermers bevestigen


De kabelbeschermers maken gebruik van een hoge kleefkracht. Neem tijdens de installatie de tijd om juiste plaatsing te garanderen.

- ① Verwijder de zelfklevende afdekking van de achterkant van een lange beschermer
- ② Voer de kabel naar het midden van een lange beschermer
- ③ Klik lange beschermer vast aan de onderkant van de montageplaat
- ④ Druk stevig tegen de muur
- ⑤ Herhaal stappen 1 t/m 4 met de resterende lange beschermers, tot u de hoogte van het stopcontact bereikt



8. L-vormige steunen bevestigen

Gebruik de rechter of linker L-vormige steun en leid de kabel in de richting van het stopcontact. Installeer lange beschermers tot alle kabels binnen 0,9 meter van de rand van de wieg bedekt zijn. Ga door met het toevoegen van lange beschermers totdat het stopcontact bereikt is. Als laatste, installeer het eindstuk als u binnen 15 - 25 cm van het stopcontact vandaan bent (dit biedt voldoende ruimte om overtollige kabel met klittenband vast te binden).






9. Bind overtollige kabel vast met klittenband

Maak een lus van de overtollige kabel. Maak de bovenkant van de lus vast door de kabelwikkel door het eerste gat te brengen. Het Owlet-logo is naar buiten gericht. Maak de onderkant van de lus vast aan de bovenkant door de kabelwikkel door het tweede gat te brengen (De lus lijkt nu op een strik). Maak de resterende kabelwikkel vast.

Als de overtallige kabel goed vast zit, verbind dan de stroomkabel met de stroomadapter en plug het in.

Klaar! U kunt nu de App gebruiken als referentie hoe u de hoek van de Cam moet instellen om het gewenste beeld te krijgen.



Hulp nodig?

Ga voor contactinformatie in uw regio naar

<http://support.owletcare.com>



WAARSCHUWING.

Verstikkingsgevaar!

Children have STRANGLED in cords. Always use protective covering when used within 3 feet of crib. Check before each use to ensure the cord is not exposed to your child. Immediately discontinue use if the protective covering is damaged or broken. Do not remove tag from cord or protective covering.



NL Waarschuwingen / Belangrijke veiligheidsinformatie

- **WAARSCHUWING: De Owllet Cam is geen medisch hulpmiddel.** Het is niet bedoeld voor gebruik als medisch hulpmiddel of om een medisch apparaat te vervangen. Het is niet geschikt en niet bedoeld om een ziekte of gezondheidstoestand te diagnosticeren, te genezen, te behandelen, te verlichten of te voorkomen of om de anatomie of een fysiologisch proces te onderzoeken, te vervangen of aan te passen.
 - Uitsluitend voor gebruik binnenshuis Om het risico op brand of elektrische schok te verkleinen, stelt u dit product NIET bloot aan water of vocht. Gebruik de MONITOR niet in de buurt van water (zoals een bad, wastafel, enz.) en dompel niet onder in water.
 - Het gebruik van deze monitor dient niet ter vervanging van het nodige toezicht door volwassene/ouder. U moet de bezigheden van uw kind regelmatig controleren, aangezien deze monitor ouders niet waarschuwt bij geruisloze bezigheden van een kind.
 - Probeer dit product NOOIT te demonteren. Dat is gevaarlijk en het zal de garantie ongeldig maken.
 - De gebruiker mag geen onderhoudswerkzaamheden aan de monitor verrichten en deze niet repareren.
 - Gebruik uitsluitend de bij dit product meegeleverde adapter. Onjuiste polariteit of onjuist voltage van de adapter kan het product ernstig beschadigen.
 - Gebruik GEEN verlengsnoeren om verstrengeling en oververhitting te voorkomen.
 - De adapter kan enigszins warm aanvoelen tijdens gebruik. Dat is normaal.

- Haal ALTIJD de stekker van de AC-adapter uit het stopcontact als u het product langere tijd niet gebruikt.
- Controleer of de stopcontacten niet ongewoon warm aanvoelen. Als dat wel het geval zijn, haal de snoeren dan onmiddellijk uit dit stopcontact. Controleer of alle stopcontacten in orde zijn zodat de adapter niet los zit en dat bedrading niet is blootgelegd. Laat een bevoegde elektricien controleren of er geen bedrading zichtbaar is.
- Plaats de adapter/muurplug NIET onder een raam waar een kind het kan gebruiken om op te staan en/of om iets te pakken dat gevaarlijk kan zijn.
- Montage door een volwassene is verplicht. Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen tijdens de montage. Wees voorzichtig bij het uitpakken van het product.
- Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er NIET mee spelen.
- Monitor maakt gebruik van gecodeerde transmissie over FCC beheerde frequenties Bescherm uw wifi-router altijd met een wachtwoord.

ANVULLENDE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- **VENTILATIE:** Blokkeer GEEN ventilatieopeningen. NIET op een bed, sofa, tapijt of dergelijk oppervlakte plaatsen. NIET in een boekenkast of kast zetten die de luchtstroming beperken.
- **HITTE:** De monitor dient uit de buurt van warmtebronnen als radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte produceren te worden geplaatst. Houd deze onderdelen ook buiten het bereik van direct zonlicht.
- **BESCHERMING STROOMSNOER:** Het stroomsnoer moet zo worden gelegd dat niemand er overheen kan lopen en dat het niet kan worden afgekeld door voorwerpen die erop of er tegenaan worden geplaatst. Let met name goed op het snoer bij de stekker en op het punt waar het uit de monitor komt.

BEPERKTE GARANTIE

- Owllet is trots op haar producten. Onze garantiebepalingen treft u aan op: <https://owlletcare.com/pages/warranty>.

FCC NALEVINGSVERKLARING

- Veranderingen of wijzigingen aan deze eenheid die niet uitdrukkelijk door de voor naleving verantwoordelijke partij zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker op het gebruik van deze apparatuur doen vervallen. U mag ALLEEN de meegeleverde stroomadapter gebruiken. Als u dit niet

doet, kan dit leiden tot het vervallen van onze beperkte garantie. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de eisen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze eisen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiogolven en kan mogelijk radiogolven uitzenden die communicatie via radiogolven kunnen verstoren wanneer dit apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies van de fabrikant.



WEE-NALEVINGSVERKLARING

Owlet zet zich in voor de naleving van de vereisten van richtlijn 2014/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Ga naar onze website op owlletcare.com voor meer informatie over een passende manier om Owllet-producten weg te gooien in de EU en het VK.

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Owllet Baby Care dat de Owllet Cam voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming kunt u vinden op het volgende internetadres: <http://owlletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

FREQUENTIEBEREIK EN MAXIMALE UITVOER

2412-2472MHz (0.0249 output Watts)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en aan de normen van Innovatie, Wetenschap en Economische Ontwikkeling van de RSS-normen van Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Voor de werking gelden de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle interferenties opnemen, ook interferenties die mogelijk tot een ongewenste werking van het apparaat leiden.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
U.S. Pat. Nos. 9,693,730 and 10,449,837.
Overig patent in aanvraag.

Geproduceerd in China


Fyrstu skref

Sæktu Owlet appið.



Tengdu og fylgið leiðbeiningum í appinu til að para myndavélina við Owlet reikninginn þinn.

Ef þú hefur þegar sótt Owlet appið skaltu smella á flipann Reikningur til að bæta við nýju tæki.



Mundu: Myndavélin býður upp á hljóð og mynd í gegnum öruggt, dulkóðað þráðlaust net. Tengdu myndavélina aðeins við einkanet sem varið er með öruggu lykilorði.

Leiðbeiningar fyrir stöðuljós Owlet myndavélarinnar

- ● (blikkar rautt/blátt) nú er hægt að para myndavélina við appið
- (rautt) notandi streymir í gegnum appið
- ● (blikkandi blátt) myndavélin er að reyna að tengjast þráðlausu neti
- (blátt) Myndavél er tengd við net. Forrit er ekki að streyma

Veldu sýn


Settu myndavélina og allar snúrurnar 0,9 metrum (3 fetum) frá brún barnarúmsins. Það ætti að hylja snúrur sem eru minna en 0,9 metra frá barnarúminu..

Hægt er að setja myndavélina upp með tvenns konar hætti:



① **Settu hana á flatt yfirborð með því** að nota segulmagnaða grunnhlutann og stilltu rétt hallahorn.

② **Kiinnitá se kehdon yläpuolella olevaan seinään** käyttämällä alustaa seinäkiinnikkeenä saadaksesi kehtoon näkymän lintuperspektiivistä tai laajemman näkymän.



Næstu skref munu leiðbeina þér við að festa myndavélina á vegg (fyrir ofan barnarúmið). Þú getur einnig horft á uppsetningarmyndbandið okkar á support.owletcare.com

Í kassanum er að finna



Owlet Cam



USB rafmagnssnúra með
Owlet vafningum*
með hitaskynjara




Segulmagnaðan grunnhluta



Straumbreyta

Veggfestingarsett



21x Snúrukassi

- 18x langar hlífir
- 1x Endastykki
- 2x L-festingar



Festiplötu



1x Ruuvi

Nauðsynleg verkfæri til að festa myndavélina




Málband
(fylgir ekki með)



Lítið Phillips skrúfjárn
(fylgir ekki með)

*Fyrri útgáfur gætu innihaldið snúrukassa fyrir snúrustjórnun

1. Mældu og merktu fyrir




Mældu 0,9 metra (36 tommur) frá efsta hluta barnarúmsins til að fá sem best sjónarhorn.

Ákveddu hvaða innstungu þú ætlar að nota. Innstungan ætti að vera að lágmarki 0,9 metra frá barnarúminu til að tryggja að engar berar snúrur séu þar sem barnið nær til. Næstu skref munu leiðbeina þér um hvernig eigi að hylja allar snúrur.

Einnig er mikilvægt að athuga staðsetningu hitaskynjarans. Hitaskynjarann má finna nærri enda snjallsnúrunnar á þeirri hlið sem tengist straumbreytinum.

2. Samstilltu og festu




Samstilltu miðjugat festiplötunnar við merkinguna sem þú gerðir á vegginn. **Með skrufunni, sem fylgir með, skaltu festa plötuna á vegginn þannig að örvarnar vísi upp.**

3. Vintu niður af snúrunni




Fjarlægðu snúruvafningana og greiddu úr snúrunni.

4. Þræddu snúruna




Þræddu snúruna niður rásina á festiplötunni, láttu appelsínugula límmiðann á snúrunni nema við toppinn á festiplötunni.

5. Festu grunnhlutann



Staðsettu stóru götin á segulmagnaða grunnhlutanum yfir útskagandi flipana á festiplötunni, renndu síðan niður þangað til smellur heyrst.

6. Festu myndavélina




Festu myndavélina við segulmagnaða grunnhlutann.

Appelsínugula límmiðann skal setja rétt fyrir ofan plötuna þannig að þú hafir nægilegan slaka á snúrunni til að staðsetja myndavélina við það sjónahorn sem þú vilt.

7. Festu snúruhlífarnar


Kraftmikið límband er notað fyrir snúruhlífarnar. Taktu þér tíma við uppsetninguna til að tryggja rétta staðsetningu.

- ① Taktu filmuna af límbandinu aftan á löngu hlífinni
- ② Þræddu snúru niður eftir miðjunni á langri hlíf
- ③ Smelltu langri hlíf neðst á festiplötuna
- ④ Þrýstu vandlega á vegginn
- ⑤ Endurtaktu skref 1–4 hjá hinum löngu hlífunum þangað til hæð vegginnstungunnar er náð



8. Festu L-festinguna

Notaðu hægri eða vinstri L-festinguna til að beina snúrunni í átt að vegginnstungunni. Settu upp langar hlífar þangað allir snúruhlutar innan við 0,9 metra (36 tommur) frá barnarúminu eru huldur. Haltu áfram að bæta við löngum hlífum eftir þörfum þangað til innstungunni er náð. Að lokum skaltu setja endastykkið þegar þú ert 15-25 sentímetra frá innstungunni (þetta gefur nægilegt pláss til að vefja umframsnúru með riflás)






9. Vefja umframsnúru með riflás

Vefðu umframsnúrunni í lykkju. Festu efsta hluta lykkjunnar með því að leiða snúruvafninginn í gegnum fyrsta gatið. Owlet myndmerkið snýr út á við.

Festu neðsta hluta lykkjunnar við efsta hlutann með því að leiða snúruvafninginn í gegnum annað gatið (lykkjan ætti nú að líta út eins og bogi). Festu snúruvafninginn sem er eftir. Þegar umframsnúrunni hefur verið vandlega vafið skaltu tengja rafmagnssnúruna við straumbreytinn og setja í samband.

Nú er allt tilbúið! Þú getur nú notað appið til að hjálpa þér við að stilla horn myndavélarinnar þangað til viðeigandi sjónarhorni er náð.



Þarftu hjálp?

Samskiptaupplýsingar fyrir svæðið þitt má finna á

<http://support.owletcare.com>

VIÐVÖRUN.
Kyrkingarhætta




Börn hafa KYRKTS í snúrum.
Notaðu alltaf yfirbreiðslu til varnar þegar notað innan 90 sentímetra frá barnarúmi. Athugaðu fyrir hverja notkun að snúran sé ekki berskjölduð gagnvart barninu þínu. Hættu tafarlaust notkun ef yfirbreiðslan er skemmd eða rofin. Fjarlægðu ekki merki af snúru eða verndandi yfirbreiðslu.

IT Viðvaranir / mikilvægar öryggisupplýsingar

- **VIÐVÖRUN. Owlet Cam er ekki lækningatæki.** Það er ekki ætlað til notkunar sem lækningatæki eða koma í stað lækningatækis. Það getur ekki og er ekki ætlað til að greina, lækna, meðhöndla, ráða bót á eða hindra neina sjúkdóma eða heilsufarsástand eða rannsaka, koma í stað eða breyta neinum líffærafræðilegum eða lífeðlisfræðilegum ferlum.
- Aðeins til notkunar innandyra. Til að minnka hættuna á eldsvoða eða raflosti skal EKKI útsetja þessa vöru fyrir vatni eða raka. NOTAÐU EKKI vaktara nálægt vatni (eins og baði, vaski o.s.frv.) né dýfu honum í vatni.
- Notkun þessa vaktara á ekki að koma í stað viðeigandi eftirlits fullorðinna/foreldra. Þú þarft að athuga athafnir barnsins þíns með reglulegu millibili þar sem þessi vaktari mun ekki vara foreldra við hljóðlátum athöfnum barns.
- Reyndu ALDREI að taka vöruna í sundur. Það er hættulegt og mun ógilda ábyrgðina.
- Notandinn ætti ekki að reyna að þjónusta/gera við vaktarann.
- Notaðu aðeins millistykkið sem útvegað er með vörunni. Röng skautun eða rafspenna millistykkis getur valdið alvarlegum skemmdum á vörunni.
- Tíllit að koma í veg fyrir flækjur og ofhitnun skal EKKI nota framlangingarsnúru.
- The adapter may become slightly warm to the touch during operation. This is normal.

- Millistykkið gæti hitnað smávegis meðan það er í notkun. Þetta er eðlilegt.
- Athugaðu að hlífir vegginnstungunnar séu ekki óvenjulega heitar við snertingu. Ef svo er skaltu taka snúrana tafarlaust úr þeirri innstungu. Athugaðu að allar innstungur séu í góðu ásigkomulagi þannig að straumbreytirinn sé ekki laus eða virar séu berskjaldaðir. Láttu hæfan, vottaðan rafvirkja athuga að engir virar séu berskjaldaðir.
- EKKI setja millistykki/vegginnstungu undir glugga þar sem barn gæti notað þau til að stiga á og/eða teygja sig í eitthvað sem gæti verið hættulegt.
- Fullorðin aðili skal annast samsetningu. Haldið smáum hlutum frá börnum þegar sett er saman. Farið varlega þegar varan er tekin úr umbúðunum.
- Þessi vara er ekki leikfang. EKKI leyfa börnum að leika með hana.
- Vaktarinn notar dulkóðaða sendingu yfir FCC-stjórnaða tíðni. Mundu að alltaf verja Wi-Fi beininn þinn með lykilorði.

ÖRYGGISLEIÐBEINGAR TIL VIÐBÓTAR

- **VLOFTRÆSTING:** EKKI hylja loftop. EKKI setja á rúm, sófa, mottu eða sambærilegt yfirborð. EKKI setja í bókahillu eða skáp sem gæti hindrað loftflæði.
- **HITI:** Vaktarinn á að vera staðsettur fjarri hitagjöfum, eins og ofnum, hitamælum, eldavelum eða öðrum tækjum sem mynda hita. Einnig skal hafa þessa hluti fjarri beinu sólarljósi.
- **RAFMAGNSSNURUHLÍF:** Rafmagnssnúran á að vera leidd þannig að ekki sé líklegt að gengið sé á henni eða hún klemmist af hlutum sem settir eru á hana eða við. Veittu sérstaka athygli snúrunni við tengilinn og þar sem hún kemur út úr vaktarannum.

TAKMÖRKUÐ ÁBYRGÐ

- Owlet stendur stolt á bak við þessa vöru. Ábyrgðir okkar má finna á: <https://owletcare.com/pages/warranty>

FCC SAMRÆMISYFIRLÝSING

Breytingar eða aðlaganir á þessari einingu sem ekki eru sérstaklega samþykktar af aðilum sem ábyrgir eru fyrir samræmi gætu ekki leyft notandanum að nota þennan búnað. Væmsamlegast notaðu AÐEINS straumbreytinn sem fylgir. Sé ekki gert svo gæti það fellt úr gildi takmarkaða ábyrgð okkar. Þessi búnaður hefur verið prófaður og staðist takmörk stafræns flokks B samkvæmt hluta 15 af FCC reglum. Þessi

takmörk eru hönnuð til að veita ásættanlega vernd gegn skaðlegum truflunum í heimilisuppsættingu. Þessi búnaður myndar, notar og getur geislað útvarpsbylgjuorku og, ef hann er ekki uppsettur og notaður í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda, gæti hann valdið truflunum sem eru skaðlegar fyrir fjarskipti.



WEE SAMRÆMISYFIRLÝSING

Owlet einsetur sér að uppfylla kröfur tilskipunar 2014/19/EU um úrgang rafmagns- og rafeldubúnaðar (WEEE). Farðu á vefsíðu okkar owletcare.com til að fá frekari upplýsingar um rétta förgun Owlet vara í ESB og Bretlandi.

SAMRÆMISYFIRLÝSING

Hér með lýsir Owlet Baby Care yfir að Owlet Cam er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. Texta ESB samræmisyfirlýsingar má finna í heild á eftirfarandi vefsíðu: <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

TÍÐNISVIÐ OG HÁMARKSÚTTAK

2412-2472MHz (0.0249 output Watts)

Þetta tæki er í samræmi við hluta 15 af FCC reglum og „Innovation, Science, and Economic Development Canada’s license-exempt” RSS(s). Notkun er háð eftirfarandi tveimur skilyrðum: (1) þetta tæki má ekki valda truflunum, og (2) þetta tæki verður að móttaka allar truflanir, þar með talið truflanir sem gætu valdið óæskilegri virkni tækisins

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
U.S. Pat. Nos. D864147 and D864148. Önnur einkaleyfi í við

Prodotto in Cina




Aloitetaan

Lataa Owlet-sovellus.



Kytke laite virtaan ja yhdistä kamera Owlet-tiliisi ohjeiden mukaisesti.

Jos olet jo ladannut Owlet-sovelluksen, lisää uusi laite napsauttamalla Tili-välilehteä.



Muista: kamera mahdollistaa videon ja äänen käytön suojatun, salatun WiFin kautta. Yhdistä kamera yksityiseen verkostoon, joka vaatii suojatun salasanan.


Opas Owlet-kameran tilavaloihin

- ● (vilkkuu punaisena/sinisenä). Kamera on valmis muodostaa yhteyden sovelluksen kanssa
- (punainen) Käyttäjä suoratoistaa aktiivisesti sovelluksen kautta
- ● (vilkkuu sinisenä) Kamera yrittää muodostaa yhteyden WiFiin
- (sininen) Kamera on liitetty internetiin. Sovellus ei suoratoista


Valitse näkymäsi

Pane kamera ja kaikki kaapelit 0,9 metrin päähin kehdon laidasta. Kehdon reunasta metrin sisällä olevat kaapelit pitäisi peittää.

Voit määrittää kameran kahdella tavalla:



① **Pane se tasaiselle pinnalle ja säädä** magneettinen alusta kallistamalla se haluamaasi kulmaan.



② **Kiinnitä se kehdon yläpuolella olevaan seinään** käyttämällä alustaa seinäkiinnikkeenä saadaksesi kehtoon näkymän lintuperspektiivistä tai laajemman näkymän.

Seuraavissa vaiheissa sinua ohjataan kameran kiinnittämisessä seinälle (kehdon yläpuolelle). Voit myös katsoa asennusvideon osoitteessa support.owletcare.com

Pakkauksen sisältö



Owlet Cam



Magneettialusta




Johto ja Owlet-kääreet*
huoneen lämpötila-anturilla



Virta-adapterit

Seinäkiinnityssarja



21x Kaapelirasia

- 18x Pitkää suojaa
- 1x Päätykappale
- 2x L-kannakkeet



Kiinnityslevy



1x Ruuvi

Työkalut, joita tarvitaan kameran kiinnittämiseen




Mittanauha
(ei sisälly toimitukseen)



Pieni ristipäämeisseli
(ei sisälly toimitukseen)

*Aikaisemmat versiot voivat sisältää johtolaatikon johtojen hallintaan

1. Mitta ja merkki




Mittaa 0,9 m vauvan kehdon yläosasta, jos haluat optimaalisen katselukulman.

Harkitse, mitä pistorasiaa käytät. Pistorasian pitäisi olla vähintään 36 tuuman päässä kehdosta, jotta voidaan varmistua siitä, että paljaita johtoja ei ole vauvan tavoitettavissa.

Lisäksi on tärkeää harkita lämpötila-anturin sijaintia. Lämpötila-anturi sijaitsee älykkään johdon päässä, virtasovittimeen kiinnittyvällä puolella.

2. Linjaa ja kiinnitä



Linjaa kiinnityslevyn keskireikän seinään tekemäsi reiän kanssa.


Kiinnitä kiinnityslevy seinään mukana toimitetulla ruuvilla niin, että nuolet osoittavat ylöspäin.

3. Kelaa johto auki




Poista johdon suojuksset ja kelaaj johto auki.

4. Kierrä johto




Kierrä johto alas kiinnityslevyä pitkin, linjaa oranssi tarra johdossa kiinnityslevyn yläosaan.

5. Kiinnitä alusta



Aseta magneettialustan suuret reiät ulkonevien kiinnikkeiden yläpuolelle kiinnityslevyssä ja liu'uta sitten alaspäin, kunnes se napsahtaa

6. Kiinnitä kamera




Kiinnitä kamera magneettialustaan

Oranssi tarra tulee kiinnittää kiinnityslevyn yläpuolelle niin, että johtoa jää tarpeeksi voidaksesi asettaa kamerasi haluamaasi kulmaan.

7. Kiinnitä kaapelisuoja


Kaapelisuojissa käytetään voimakkaasti kiinnittyvää liimaa. Käytä aikaa asennukseen varmistaaksesi asianmukainen paikka.

- ① Kuori liimasuoja pois pitkän suojan takaa
- ② Kierrä johto alas pitkän suojan keskustaa pitkin
- ③ Napsauta pitkä suoja kiinnityslevyn alaosaan
- ④ Paina tiukasti seinään
- ⑤ Toista vaiheet 1-4 jäljellä oleville pitkille suojuille, kunnes olet seinäpistorasian korkeudella.



8. Kiinnitä L-kannatin

Ohjaa johto seinäpistorasian suuntaisesti oikean- tai vasemmanpuoleisella L-kannattimella. Asenna pitkiä suojia, kunnes kaikki johdot 0,9 m etäisyydellä kehdon reunasta on suojattu. Lisää pitkiä suojia tarpeen mukaan, kunnes saavutat pistorasian. Asenna päätykappale lopuksi, kun olet 15-25 cm päässä pistorasiasta (näin ylimääräisen johdon käärimiseen tarranauhalla jää tarpeeksi tilaa)






9. Kääri ylimääräinen johto tarranauhalla

Kierrä ylimääräinen johto kokoon. Kiinnitä silmukan yläosa pujottamalla kääritty johto ensimmäisen aukon läpi. Owlet-logo on ulospäin. Kiinnitä silmukan alaosa syöttämällä kääritty johto toisen aukon läpi (silmukan pitäisi nyt näyttää rusetilta). Kiinnitä jäljellä jäänyt kääritty johto.

Kun ylimääräinen johto on kääritty tukevasti, kytke virtajohto virtasovittimeen ja kytke se virtalähteeseen.

Valmista tuli! Voit nyt käyttää sovellusta apuna kameran kulman säädössä, kunnes saavutat haluamasi näkymän.



Tarvitsetkö apua?

Samskiptauplýsingar fyrir svæðið þitt má finna á

<http://support.owletcare.com>



FI Varoitukset/Tärkeät turvallisuutta koskevat huomautukset

- **VAROITUS: Owlet Cam ei ole lääkinällinen laite.** Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lääkinällisenä laitteena tai korvaamaan lääkinällisiä laitteita. Sen tarkoituksena ei ole diagnosoida, parantaa, hoitaa, helpottaa tai ehkäistä mitään sairautta tai terveydentilaa tai tutkia, korvata tai muokata anatomista tai fysiologista prosessia.
- Vain sisäkäyttöön. Voit laskea tulipalon tai sähköiskun riskiä olemalla altistamatta tätä tuotetta vedelle tai kosteudelle. ÄLÄ käytä monitoria veden lähellä (kuten kylpyamme, pesuallas, jne.) tai upota sitä veteen.
- Tätä monitoria ei saa käyttää aikuisen/vanhempien valvonnan sijasta. Sinun pitäisi tarkistaa lapsesi aktiivisuus säännöllisin väliajoin, koska tämä monitori ei hälytä vanhemmille lapsen hiljaisista aktiviteeteista.
- ÄLÄ KOSKAAN yritä purkaa tuotetta. Tämä on vaarallista ja mitätöi takuun.
- Käyttäjää ei saa yrittää korjata tai huoltaa monitoria.
- Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua sovintaa. Virheellinen polariteetti tai jännite voi vaurioittaa tuotetta vakavasti.
- Estä kietoutuminen ha ylikuumentuminen olemalla käyttämättä jatkojohtoja..
- Sovitin saattaa lämmentä kosketukselle liian kuumaksi käytön aikana. Tämä on normaalia.
- Irrota AC-adaptteri seinästä, jos sitä ei käytetä pitkiin aikoihin.
- Tarkista, että seinäpistorasian levyt eivät ole kosketet-

taessa epätavallisen kuumia. Jos ne ovat, irrota johdot välittömästi näistä pistorasioista. Tarkista, että kaikki pistorasialitännät ovat hyvässä kunnossa, niin että sovitin ei ole löysä eikä johtoja ole paljaana. Anna pätevän, lisensoidun sähkötekniikon tarkistaa, että johtoja ei ole paljaana.

- ÄLÄ aseta sovintaa/seinäpistoketta ikkunan alle, jossa lapsi saattaa astua sen päälle ja/tai tavoittaa jotakin, joka saattaa olla vaarallista.
- Aikuisen on koottava laite. Pidä pienet osat pois lasten ulottuvilta, kun kokoat. Noudata varovaisuutta, kun purat tuotetta.
- Tämä tuote ei ole lelu. ÄLÄ anna lasten leikkiä sillä.
- Monitorissa käytetään suojattua lähetystä FCC-hallituilla taajuuksilla. Muista aina suojata WiFi-reitittimesti salasanalla.

TURVALLISUUTTA KOSKEVIA LISÄOHJEITA

- **TUULETUS:** ÄLÄ tuki tuuletusaukkoja. ÄLÄ aseta sängylle, sohvalle, matolle tai vastaavalle pinnalle. ÄLÄ aseta kirjahyllyyn tai kaappiin, joka saattaa rajoittaa ilmanvirtausta.
- **KUUMUUS:** Monitori pitää asettaa etäälle lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista, lämmitysaukoista, liesistä tai muista laitteista, jotka muodostavat lämpöä. Pidä nämä osat myös pois suorasta auringonvalosta.
- **VIRTAJOHDON SUOJAUS:** Virtajohto pitäisi reitittää niin, että sen päälle ei kävellä eikä se joudu puristuksiin sen päälle tai sitä vasten asetettujen tavaroiden vuoksi. Kiinnitä erityistä huomiota johtoon pistokkeissa ja kohdissa, joissa se lähtee monitorista.

RAJOITETTU TAKUU

- Owlet seisoo yllpeäsi tuoteidensa takana. Takuumme löytyvät osoitteesta: <https://owletcare.com/pages/warranty>.

FCC-VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSEKE

- Jos tähän laitteeseen tehdään muutoksia tai muokkauksia, joita vaatimuksenmukaisuuden noudattamisesta vastuussa oleva taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, saattaa se mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta. Käytä VAIN mukana toimitettua virtasovintaa. Tämän laiminlyöminen saattaa mitätöidä rajoitetun takuun. Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan Luokan B digitaalista laitetta koskevia rajoituksia FCC-sääntöjen

osan 15 mukaisesti. Näiden rajoitusten tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suoja asuinympäristöön asennettujen laitteiden haitallista häiriötä vastaan. Tämä laite luo, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä valmistajan ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa radioliikenteelle haitallisia häiriöitä.

WEE-VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSUNTO

Owlet on sitoutunut täyttämään direktiivin 2014/19/EU sähkö- ja elektroniikkaromuja koskevat vaatimukset. Lue lisää Owlet-tuotteiden asianmukaisesta hävittämisestä EU:ssa ja UK:ssa verkkosivustolta owletcare.com.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Owlet Baby Care julistaa täten, että Owlet-kamera on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Täydellinen EU:n vaatimustenmukaisuusvakuuden teksti on saatavissa seuraavasta Internet-osoitteesta: <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

TAAJUUSALUE JA MAKSIMILÄHTÖ

2412-2472MHz (0.0249 output Watts)

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15 ja Innovation, Science and Economy Development Canadian lisensissit vapauttavaa RSS-standardia. Käyttö on kahden seuraavan ehdon alaisista: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy hyväksyä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa tämän laitteen ei-toivottua toimintaa.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
U.S. Pat. Nos. 9,693,730 and
10,449,837.

Muita patenteja vireillä.



Valmistettu Kiinassa




Inizio

Scaricare l'applicazione Owlet.



Inserire la spina e seguire le istruzioni presenti sull'applicazione per abbinare la Cam al vostro Account Owlet.

Se avete già scaricato l'applicazione di Owlet, fare clic sulla scheda Account per aggiungere un nuovo dispositivo.



Nota: la Cam trasmette video e audio tramite una connessione WiFi sicura e criptata. Connettere la Cam unicamente a una rete privata che richiede una password sicura.

Guida alle luci di stato della Cam Owlet

- ● (rossa/blu lampeggiante) la Cam è pronta per essere abbinata all'applicazione
- (rossa) L'utente sta attivamente facendo streaming dall'applicazione
- ● (blu lampeggiante) La Cam sta provando a connettersi al WiFi
- (blu) La cam è collegata a internet App senza trasmissione in streaming


Scegliere la visualizzazione

Posizionare la Cam e tutti i cavi a 90 cm dal bordo della culla. I cavi a meno di un metro dal bordo della culla devono essere coperti.

È possibile impostare la Cam in due modi:



- ① **Posizionarla su una superficie piana** utilizzando la base magnetica e regolarla all'angolazione desiderata.



- ② **Montarla su una parete sopra alla culla usando** la base come supporto di montaggio per avere una vista dall'alto della culla o di tutta la stanza.

Le seguenti istruzioni vi guideranno nel montaggio della Cam sul muro (sopra la culla). È possibile inoltre consultare il nostro video per l'installazione sul sito support. owletcare.com

Contenuto della confezione



Owlet Cam



Cavo con fascetta per l'Owlet*
con sensore per la temperatura della stanza




Base magnetica



Adattatori per
l'alimentazione

Kit per il montaggio da parete



21x Scatola dei
cavi

18x Passacavi lunghi
1x Pezzo finale
2x Supporti a L



Placa de
montaje



1x Vite

Attrezzi necessari per montare la Cam




Metro per misurare
(non incluso)



Cacciavite a croce
(non incluso)

*Le versioni precedenti potrebbero aver incluso una scatola dei cavi per la loro gestione.

1. Misurare e segnare




Misurare 90 cm dalla parte superiore della culla del vostro bambino per una visione ottimale.

Scegliere la presa da usare. La presa deve essere ad almeno 90 cm dalla culla per assicurarsi che nessun cavo esposto sia alla portata del bambino. Le seguenti istruzioni spiegano come coprire tutti i cavi.

Inoltre, è importante considerare la posizione del sensore di temperatura. Il sensore di temperatura si trova vicino alla fine del cavo smart, sul lato che connette all'adattatore di corrente.

2. Allineare e chiudere




Allineare il foro centrale del supporto di montaggio con il punto segnato sul muro. **Utilizzando la vite inclusa, fissare il supporto alla parete con le frecce verso l'alto.**

3. Srotolare il cavo




Rimuovere le fascette del cavo e svolgerlo.

4. Tirare il cavo




Far passare il cavo nel canale del supporto di montaggio, allineare gli adesivi arancioni del cavo con la parte superiore del supporto.

5. Montare la base



Posizionare i fori più larghi della base magnetica sopra alle alette che sporgono dal supporto di montaggio e poi scorrere verso il basso finché non si aggancia.

6. Montare la Cam




Montare la Cam sulla base magnetica.
Collegare il cavo alla Cam.

L'adesivo arancione deve essere posizionato appena sopra la piastra di montaggio in modo da avere abbastanza cavo per posizionare la Cam all'angolazione desiderata.

7. Montare i passacavi


I passacavi si incollano con adesivo super resistente. Eseguire l'istallazione con calma per assicurarsi di posizionare tutto in modo corretto.

- ① Rimuovere la pellicola dell'adesivo dalla parte posteriore di uno dei passacavi lunghi
- ② Far passare il cavo nel centro del passacavo lungo
- ③ Montare a scatto il passacavo lungo nella parte inferiore del supporto di montaggio
- ④ Premere con fermezza sul muro
- ⑤ Ripetere i passaggi dall'1 al 4 con i rimanenti passacavi lunghi fino a raggiungere la presa a muro



8. Montare i supporti a L

Utilizzare i supporti a L per direzionare il cavo verso la presa a muro. Installare passacavi fino a coprire almeno 90 cm di cavo dal bordo della culla. Continuare ad aggiungere passacavi fino a raggiungere la presa. Infine, installare il pezzo finale a una distanza di circa 2,5 cm dalla presa (in modo da lasciare lo spazio necessario per avvolgere il cavo con il velcro)






9. Avvolgere il cavo in eccesso e fissarlo con del velcro

Raccogliere il cavo in eccesso in un anello. Fissare la sezione superiore dell'anello facendo passare l'avvolgimento del cavo attraverso il primo foro. Il logo Owllet è rivolto verso l'esterno. Fissare la sezione inferiore dell'anello alla sezione superiore facendo passare l'avvolgimento del cavo attraverso il secondo foro. (L'anello dovrebbe ora assomigliare ad un fiocco). Assicurare il cavo restante.

Una volta che il cavo in eccesso è stato avvolto saldamente, collegare il cavo di alimentazione all'adattatore di alimentazione e collegarlo.

Installazione completata! È possibile utilizzare l'applicazione per capire come regolare la Cam fino ad ottenere l'angolazione desiderata.



Hai bisogno di aiuto?

Per informazioni di contatto specifiche della vostra zona, visitate

<http://support.owlletcare.com>





AVVERTENZA.

Rischio di strangolamento

È accaduto che dei bambini siano rimasti STRANGOLATI tra i cavi. Utilizzare sempre passacavi per tutti i cavi ad almeno un metro dalla culla.

Controllare prima di ogni utilizzo che i cavi non siano esposti e raggiungibili dal bambino. Interrompere immediatamente l'utilizzo se la copertura di protezione è rotta o danneggiata. Non rimuovere la targhetta dal cavo o dalla copertura di protezione.



IT Avvertenze / Informazioni importanti per la sicurezza

- **AVVERTENZA: La Cam Owlet non è un dispositivo medico.** Non è destinata all'utilizzo come dispositivo medico o come sostituto di un dispositivo medico. Non utilizzare per diagnosticare, curare, trattare, alleviare o prevenire disturbi o condizioni cliniche o per esaminare, sostituire o modificare l'assetto anatomico o altri processi fisiologici.
 - Per uso esclusivo in ambienti interni. Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, NON esporre il prodotto ad acqua e umidità. NON utilizzare il monitor vicino all'acqua (per es. vasche, lavandini, ecc.) e non immergere in acqua.
 - L'utilizzo del monitor non deve sostituire una vera e propria supervisione da parte di un adulto/genitore. Dovreste controllare l'attività del vostro bambino a intervalli regolari, questo monitor non segnala ai genitori le attività silenziose.
 - **NON** provare MAI a smontare il prodotto. Oltre a essere pericoloso, rende nulla la garanzia.
 - Non provare a riparare/fare manutenzione al monitor.
 - Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto. Una polarità o un voltaggio dell'adattatore incorretti possono danneggiare il prodotto in maniera grave.
 - Per evitare nodi o surriscaldamento, NON utilizzare prolunghe.
 - È possibile che l'adattatore si riscaldi leggermente durante l'utilizzo. È normale.

- Rimuovere SEMPRE l'adattatore CA dalla presa durante periodi di inutilizzo prolungati.
- Assicurarsi che le placche della presa a muro non siano insolitamente calde al tatto. In tal caso rimuovere i cavi dalle prese a muro. Controllare che tutte le connessioni siano in buone condizioni e che l'adattatore non sia mal connesso e i fili esposti. Chiedere a un elettricista esperto di controllare che non ci siano fili esposti.
- NON posizionare l'adattatore/presa da muro sotto una finestra dove un bambino potrebbe utilizzarla per salirci e raggiungere qualcosa che potrebbe essere pericoloso.
- Necessario l'assemblaggio da parte di un adulto. Tenere le parti piccole lontano dai bambini durante l'assemblaggio. Fare attenzione quando si apre la confezione.
- Questo prodotto non è un giocattolo. NON permettere ai bambini di giocarci.
- Questo monitor usa trasmissioni criptate su radiofrequenze FCC. Ricordarsi sempre di proteggere il router Wi-Fi con la password

ULTERIORI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- **AREAZIONE:** NON bloccare le aperture di areazione. NON posizionare su un letto, divano, tappeto o una superficie simile. NON posizionare in una libreria o in un armadietto dove l'areazione è limitata.
- **CALORE:** il monitor deve essere posizionato lontano da fonti di calore, come caloriferi, diffusori di aria calda, fornelli e altri elettrodomestici che producono calore. Inoltre non esporre i componenti alla luce diretta del sole.
- **PROTEZIONE DEL CAVO DELL'ALIMENTATORE:** il cavo deve essere posizionato in maniera che non sia d'intralcio o che non venga schiacciato da altri oggetti. Fare particolare attenzione al cavo all'ingresso dell'interruttore e al punto d'uscita dal monitor.

GARANZIA LIMITATA

- Owlet sostiene con orgoglio i suoi prodotti. Le nostre garanzie sono pubblicate su: <https://owletcare.com/pages/warranty>

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ FCC

- Variazioni o modifiche a questa unità che non siano state espressamente approvate dalla parte responsabile per la conformità potrebbero annullare l'autorità da parte dell'utente nell'utilizzo di questa attrezzatura. Utilizzare

SOLO l'adattatore per l'alimentazione fornito. In caso contrario, la nostra garanzia limitata potrebbe essere annullata. Questa attrezzatura è stata testata e ne è stata verificata la conformità ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, in ottemperanza alla Parte 15 dei regolamenti della FCC. Tali limiti hanno lo scopo di fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in installazioni residenziali. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia in forma di frequenze radio e, se non viene installata ed utilizzata in linea con le istruzioni del produttore, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ WEE

Owlet si impegna a rispettare i requisiti della direttiva europea 2012/19/UE relativa allo smaltimento di attrezzature elettriche ed elettroniche (RAEE). Consultare il nostro sito owletcare.uk per maggiori informazioni sullo smaltimento appropriato dei prodotti Owlet nella UE e nel Regno Unito.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Owlet Baby Care dichiara che la Cam Owlet è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è consultabile alla seguente pagina: <http://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

GAMMA DI FREQUENZA E MASSIMA POTENZA IN USCITA

2412-2472MHz (0.0249 output Watts)

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC e agli RSS esenti da licenza del Canada per l'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse quelle che potrebbero causarne un funzionamento non desiderato.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
U.S. Pat. Nos. 9,693,730 and 10,449,837.
Altri brevetti in corso di registrazione.

Prodotto in Cina


Primeros pasos

Descargue la aplicación Owlet.



Enchufe la cámara y siga las instrucciones de la aplicación para vincularla con su cuenta de Owlet.

Si ya ha descargado la aplicación Owlet, haga clic en la pestaña Cuenta para añadir un nuevo dispositivo



Recuerde: la cámara permite la transmisión de vídeo y audio en una red Wi-Fi segura y cifrada. Conecte la cámara exclusivamente a una red privada con una contraseña segura.


Guía de las luces de estado de la cámara Owlet

- ● (rojo y azul parpadeantes) La cámara está lista para vincularse con la aplicación
- (rojo) El usuario está transmitiendo activamente a través de la aplicación
- ● (azul parpadeante) La cámara está intentando conectarse a la red Wi-Fi
- (azul) La cámara está conectada a Internet. La aplicación no está transmitiendo


Selección de la ubicación

Coloque la cámara y todos los cables a una distancia de 0,9 metros del extremo de la cuna. Los cables a menos de 0,9 metros del borde de la cuna deberían cubrirse.

Puede configurar la cámara de dos formas:



① **Colóquela sobre una superficie plana** usando la base magnética y ajústela según el ángulo de inclinación deseado.



② **Instálela en una pared encima de la cuna usando la base como soporte de pared** para tener una visión superior de la cuna o una vista ampliada de todo el cuarto.

Los siguientes pasos le indicarán cómo instalar la cámara en la pared (encima de la cuna). También puede ver nuestro vídeo de instalación en support.owletcare.com

Contenido del paquete



Owlet Cam



Cable con Envoltura Owlet*
de alimentación con sensor de temperatura
ambiente




Base magnética



Adaptadores de
corriente

Kit de soporte de pared



21x Caja de cables

18x Protectores largo
1x Pieza terminal
2x Sabrazaderas en
forma de L



Placa de
montaje



1x Tornillo

Herramientas necesarias para la instalación de la cámara




Metro per misurare
(no incluso)



Destornillador pequeño Phillips
(no incluido)

*Las versiones anteriores pueden incluir una caja de cables para el manejo de los mismos

1. Medición y señalización




Mida 0,9 metros desde la parte superior de la cuna del bebé para obtener un ángulo de visión óptimo.

Decida qué toma de corriente va a usar. La toma de corriente debería estar, al menos, a 92 cm de distancia de la cuna para garantizar que no haya cables al alcance del bebé. En los siguientes pasos se explicará cómo cubrir todos los cables.

También es importante considerar la ubicación del sensor de temperatura. El sensor de temperatura se puede encontrar cerca del extremo del cable inteligente en el lado que se conecta al adaptador de corriente.

2. Alineación y fijación




Alinee el centro del orificio de la placa de montaje con la marca que ha realizado en la pared. **Con el tornillo suministrado, fije la placa de montaje a la pared con las flechas apuntando hacia arriba.**

3. Desenrollar el cable




Retire las envolturas del cable y desenróllelo.

4. Colocación del cable




Pase el cable por el canal de la placa de montaje y alinee la etiqueta naranja del cable con la parte superior de la placa de montaje.

5. Instalación de la base



Coloque los orificios grandes de la base magnética sobre las pestañas que sobresalen de la placa de montaje. A continuación, deslice la base hacia abajo hasta escuchar un clic.

6. Fijación de la Cam




Fije la Cam en la base magnética y enchufe el cable en la Cam.

La pegatina naranja debe colocarse justo encima de la placa de montaje para que tenga suficiente cable para colocar la cámara en el ángulo deseado.

7. Instalación de los protectores de cables

Los protectores de cables tienen un adhesivo muy resistente. Tómese el tiempo que necesite durante la instalación para asegurarse de colocarlos adecuadamente.


- ① Despegue el papel protector del adhesivo en la parte trasera del protector de cable largo.
- ② Pase el cable por el protector de cable largo.
- ③ Inserte el protector de cable largo en la parte inferior de la placa de montaje.
- ④ Presiónelo con firmeza contra la pared.
- ⑤ Repita los pasos 1 a 4 con los demás protectores de cables largos hasta llegar a la toma de corriente en la pared.



8. Instalación de las abrazaderas en forma de L

Abrazaderas en forma de L

Use la abrazadera derecha o izquierda en forma de L para guiar el cable en dirección a la toma de corriente de la pared. Instale los protectores largos hasta cubrir todos los cables a menos de 0,9 m del borde de la cuna. Continúe añadiendo protectores largos según sea necesario hasta llegar a la toma de corriente. Por último, instale la pieza terminal cuando se encuentre a entre 6 y 10 cm de la toma de corriente (así se deja espacio suficiente para montar la caja de cables).






9. Enrolle el exceso de cable con velcro

Enrolle el exceso de cable en una lazada. Asegure la sección superior de la lazada pasando la envoltura del cable a través del primer orificio. El logo de Owlet da hacia afuera. Asegure la sección inferior de la lazada a la sección superior pasando la envoltura del cable a través del segundo orificio (la lazada ahora debería verse como un lazo). Asegure la envoltura del cable restante.

Una vez que el cable sobrante se haya enrollado de forma segura, conecte el cable de alimentación al adaptador de corriente y enchúfelo.

¡Ya está todo listo! Ahora ya puede usar la aplicación para consultar cómo ajustar el ángulo de la cámara hasta lograr la vista deseada.



¿Necesita ayuda?

Per informazioni di contatto specifiche della vostra zona, visitate

<http://support.owletcare.com>

Suministro de voltaje: 5v
Frecuencia: 2,40 GHz

IFT ID: XXXXX

Importado por:
Logistics Plus Mexico
Aldama 1218 Centro
Nuevo Laredo, Tams 88000

La operacion de este equip esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible ques este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) ests equipo o dispositivi debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que puedo causar su operacion no deseada



Hecho en China

⚠️ ADVERTENCIA.

Peligro de Estrangulación!

Los niños se pueden AHOGAR con los cables. Use siempre un recubrimiento protector cuando se use a menos de 0,9 m de la cuna. Realice una comprobación antes de cada uso para asegurarse de que el cable no está al alcance del niño. Deje de usarla inmediatamente si el revestimiento protector está dañado o se ha roto. No retire la etiqueta del cable ni el recubrimiento protector.



ES Advertencias / Información de seguridad importante

- **ADVERTENCIA: La Cámara Owlet no es un dispositivo médico.** No debe usarse como dispositivo médico ni en sustitución de uno. Su función no es la de diagnosticar, curar, tratar, aliviar ni prevenir ninguna enfermedad o condición médica, ni tampoco la de investigar, reemplazar ni modificar la anatomía ni proceso fisiológico alguno.
- Solo para uso en interiores. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO deje que el producto entre en contacto con agua o humedad. NO use el monitor cerca del agua (como una bañera, fregadero, etc.) ni lo sumerja en agua.
- El uso de este monitor no debe reemplazar la supervisión adecuada de adultos/padres. Debe comprobar la actividad de sus hijos a intervalos regulares, ya que este monitor no avisa a los padres de las actividades que realizan los niños en silencio.
- NUNCA intente desmontar el producto. Esto es peligroso y anulará la garantía.
- El usuario no debe intentar realizar el mantenimiento ni reparar el monitor.
- Use solo el adaptador suministrado con este producto. Una polaridad o voltaje incorrectos del adaptador puede dañar gravemente el producto.
- Para evitar ahogamientos y sobrecalentamientos, NO use alargadores.
- El adaptador puede estar ligeramente caliente al tacto si está en funcionamiento. Esto es algo normal.
- Desenchufe SIEMPRE el adaptador de corriente alterna

de la pared si no va a usar el producto durante un período de tiempo prolongado.

- Asegúrese de que las placas de los enchufes de la pared no estén inusualmente calientes al tacto. Si lo están, desconecte inmediatamente los cables de estas tomas de corriente. Compruebe que todas las conexiones de las tomas de corriente estén en buen estado para que el adaptador no quede suelto ni haya cables expuestos. Solicite a un electricista cualificado y certificado que compruebe que no haya cables expuestos.
- NO coloque el adaptador o enchufe de pared bajo una ventana donde un niño pueda usarlo para subirse o alcanzar algo que pueda ser peligroso.
- Se requiere un montaje por parte de un adulto. Mantenga las piezas pequeñas alejadas del alcance de los niños durante el montaje. Tenga cuidado cuando desempaquete el producto.
- Este producto no es un juguete. NO deje que los niños juegen con él.
- El monitor usa una transmisión cifrada en frecuencias gestionadas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés). Siempre recuerde proteger su enrutador Wi-Fi con una contraseña.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES

- **VENTILACIÓN:** NO bloquee los orificios de ventilación. NO coloque el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra o una superficie similar. NO coloque el producto en una estantería ni en armario que pudiera limitar la circulación del aire.
- **CALOR:** el monitor debe colocarse alejado de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros electrodomésticos que generen calor. Asimismo, mantenga estos componentes alejados de la luz directa del sol.
- **PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN:** el cable de alimentación debe colocarse de forma que no sea posible pisarlo ni perforarlo con objetos situados encima o en las proximidades. Preste especial atención al cable en el enchufe y en la parte en que sale del monitor.

GARANTÍA LIMITADA

Owlet se enorgullece de respaldar sus productos. Puede encontrar nuestras garantías en: <https://owletcare.com/pages/warranty>

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC

Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén

expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar este equipo. Use SOLAMENTE el adaptador de corriente suministrado. Si no lo hace, podría anular la garantía limitada. Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala ni utiliza según las instrucciones del fabricante, podría causar interferencias nocivas en las comunicaciones por radio.



DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO SOBRE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (WEE)

Owlet se compromete a cumplir con los requisitos de la directiva 2014/19/UE sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE). Visite nuestra página web owletcare.com para obtener más información sobre la eliminación adecuada de los productos Owlet en la Unión Europea y en Reino Unido.

AFIRMACIÓN DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Owlet Baby Care declara que la cámara Owlet cumple la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la Unión Europea está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

RANGO DE FRECUENCIA Y POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA


2412-2472MHz (0.0249 output Watts)

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas de la FCC y con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que pudieran causar un funcionamiento no deseado del dispositivo

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
U.S. Pat. Nos. 9,693,730 and 10,449,837.
Otras patentes pendientes.

هيا بنا نبدأ

قم بتنزيل تطبيق Owlet



قم بتوصيل واتبع تعليمات التطبيق لإقران الكاميرا بحساب Owlet الخاص بك.

إذا سبق لك تنزيل تطبيق Owlet ، فانقر على علامة التبويب "الحساب" لإضافة جهاز جديد.


تذكر: تسمح الكاميرا بالفيديو والصوت عبر آمنة ومشفرة تذكر: تسمح الكاميرا بالفيديو والصوت عبر آمنة ومشفرة واي فاي قم فقط بتوصيل الكاميرا بشبكة خاصة تتطلب ذلك كلمة مرور آمنة.

دليل لأضواء حالة كاميرا Owlet Cam

- ● (بومض باللون الأحمر / الأزرق) الكاميرا جاهزة للإقران مع التطبيق
- (باللون الأحمر) يتدفق المستخدم بنشاط عبر التطبيق
- ● (وميض باللون الأزرق) تحاول الكاميرا الاتصال بشبكة Wi-Fi
- (أزرق) الكاميرا متصلة بالإنترنت. التطبيق لا يتدفق

اختر طريقة العرض الخاصة بك

ضع الكاميرا وجميع الكابلات على بعد 3 أقدام من حافة السرير. يجب تغطية الكابلات في حدود 3 أقدام من حافة السرير.
يمكنك إعداد الكاميرا بطريقتين:



ستوجهك الخطوات التالية خلال تركيب الكاميرا على الحائط (فوق السرير).
يمكنك أيضًا مشاهدة فيديو التثبيت الخاص بنا على support.owletcare.com

2 قم بتهيئة على الحائط فوق سرير الأطفال باستخدام القاعدة كحامل حائط لإلقاء نظرة شاملة على سرير الأطفال أو لإطلاق موسعة على غرفة نومك.

1 ضعه على سطح مستو باستخدام القاعدة المغناطيسية واضبط زاوية الميل المرغوبة.

ماذا يوجد داخل العلبة؟



قاعدة
مغناطيسية



محول الكهرباء



الكابلات مع لفات
ومستشعر درجة حرارة الغرفة*



كاميرا
Owlet

الأدوات اللازمة لتركيب الكاميرا




شريط قياس
(غير مشمول)




مفك صغير فيليبس
(غير مشمول)

عدة التثبيت على الحائط



x21 حامي الكابلات
x18 حماية مقاس طويل
x1 قطعة نهاية
x2 اقواس على شكل L




لوحة التركيب
التركيب



x1 برغفي

* قد تتضمن الإصدارات السابقة علبة كبلات لتنظيم الكابلات

1. قياس ووضع علامة




من المهم أيضاً مراعاة موقع مستشعر درجة الحرارة. يمكن العثور على مستشعر درجة الحرارة بالقرب من نهاية الكبل الذكي على الجانب المتصل بمحول الطاقة.

ضع في اعتبارك أي منفذ للاستخدام. يجب أن يكون المنفذ على بعد 36 بوصة على الأقل من سرير الأطفال لضمان عدم وجود كابلات مكشوفة في متناول الطفل. ستوجهك الخطوات التالية إلى كيفية تغطية جميع الكابلات.

(ستة حاميات للكابلات) ضع هذه العلامة فوق سرير الطفل للحصول على زاوية الرؤية المثلى.

2. رتب وأربط




قم بمحاذاة الفتحة المركزية للوحة التركيب مع العلامة التي رسمتها على الحائط. باستخدام البرغي المرفق ، اربط لوحة التركيب بالحائط مع توجيه الأسهم لأعلى.

3. فك الكوابل




قم بإزالة لف الكبل وفك الكابل.

4. أربط الكابل




قم بربط الكبل أسفل قناة لوحة التركيب ، مع محاذاة المصق البرتقالي الموجود على الكبل إلى الجزء العلوي من لوحة التركيب.

5. كم بوضع القاعدة



ضع الثقوب الكبيرة للقاعدة المغناطيسية فوق الألسنة البارزة على لوحة التركيب ، ثم انزلق لأسفل حتى تسمع صوت طقطقة.

6. قم بتركيب الكاميرا




قم بتوصيل الكاميرا بالقاعدة المغناطيسية. قم بتوصيل الكبل بالكاميرا.

يجب وضع المصق البرتقالي فوق لوحة التركيب مباشرة بحيث يكون لديك ما يكفي من ارتخاء الكابل لوضع الكاميرا في الزاوية التي تريدها.

7. ركب واقيات الكابلات

تستخدم واقيات الكابلات مادة لاصقة عالية القوة.
خذ وقتك أثناء التثبيت لضمان الوضع المناسب.

واقى مقاس
طويل




- 1 انزع الغطاء اللاصق من ظهر واقى طويل
- 2 قم بربط الكابل أسفل منتصف واقى طويل
- 3 ثبت الواقى الطويل على الجزء السفلى من لوحة التركيب
- 4 اضغط بقوة على الحائط
- 5 كرر الخطوات من 1 إلى 4 مع الواقيات الطويلة المتبقية حتى تصل إلى ارتفاع مقبس الحائط

8. تركيب الاقواس L

استخدم قوس L الأيمن أو الأيسر لتوجيه الكابل في اتجاه مخرج الحائط.

قم بتركيب وإقيات طويلة حتى يتم تغطية أي كابل في حدود 36 بوصة من حافة السرير. استمر في إضافة حراس طويلة حسب الحاجة للوصول إلى المنفذ. أخيراً، قم بتثبيت القطعة الطرفية عندما تكون على بعد 6-10 بوصات من المخرج (يتيح ذلك مساحة كافية لف الكابل الزائد بشرط فيلكرو).




9. لف الكابلات الزائدة بشرائط لاصق

هل تحتاج مساعدة؟

للحصول على معلومات الاتصال
الخاصة بمنطقتك ، يرجى زيارة

<http://support.owletcare.com>



اجمع الكبل الزائد في حلقة. قم بتأمين الجزء العلوي من الحلقة عن طريق تغذية غلاف الكابل من خلال الفتحة الأولى. شعار Owlet يواجه الخارج. قم بتأمين الجزء السفلي من الحلقة بالقسم العلوي عن طريق تغذية غلاف الكابل من خلال الفتحة الثانية (يجب أن تبدو الحلقة الآن كأنها قوس). قم بتأمين غلاف الكابل المتبقي.

بمجرد لف الكبل الزائد بإحكام ، قم بتوصيل كابل الطاقة بمحول الطاقة وتوصيله.

اصبنا جاهزين! يمكنك الآن استخدام التطبيق للإشارة إلى كيفية ضبط زاوية الكاميرا حتى تصل إلى العرض المطلوب.

TRA

Registered Number:
ER00848/21

Dealer Number:
DA02382/21



لقد احتق الأطفال بالبالغ. استخدم دائماً الغطاء الواقي عند استخدامه في نطاق 3 أقدام من سيرر الأسلاك. تحقق قبل كل استخدام التأكد من عدم تعرض السلك لتلفك. توقف عن الاستخدام فوراً في حالة تلف الغطاء الواقي أو كسره. لا تقم بإزالة العلامة من الحبل أو الغطاء الواقي.

تحذيرات / معلومات أمان مهمة

• **تحذير:** لا بعد Owlet Smart Sock جهازاً طبيًا. ليس مقصوداً للاستخدام كأداة طبية أو لاستبدال جهاز طبي. وهو لا يقوم ولا تهدف لتشخيص أو علاج أو معالجة أو تخفيف أو منع أي مرض أو حالة صحية أو التحقق في علم التشريح أو أي عملية فيسيولوجية أو استبدالها أو تعديلها. لا للاستخدام الداخلي فقط. لتقليل مخاطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا المنتج للماء أو الرطوبة. لا تستخدم المشاشة بالفرق من الماء (مثل حوض الاستحمام، المغسلة، إلخ) أو الغمر في الماء. يجب ألا يحل استخدام جهاز المراقبة هذا محل إشراف الكبار / الوالدين المناسب. يجب عليك التحقق من نشاط طفاك على قرارات منظمة، لأن جهاز المراقبة هذا لن يسه الوالدين إلى الأنشطة الصامتة للطفل. لا تحاول أبداً تفكيك المنتج. هذا أمر خطير وسوف يطل الضمان.

• جب ألا تحاول المستخدم خدمة / إصلاح المشاشة.
• استخدم فقط المحول المرفق مع هذا المنتج. يمكن لقطبية المحول أو الفولتية غير الصحيحة أن تلحق أضراراً جسيمة بالمنتج.
• لمنع التشابك والسخونة الزائدة، لا تستخدم أسلاك التمديد.
• قد يصعب المحول دافئاً قليلاً عند لمس أثناء التشغيل. هذا امر طبيعي.
• أفضل دائماً محول التيار المتردد من الحائط أثناء فترات عدم الاستخدام الطويلة.

• تحقق للتأكد من أن لوحات مقبس الحائط ليست ساخنة بشكل غير عادي عند لمسها. إذا كان الأمر كذلك، أفضل الأسلاك على الفور من هذه المنافذ. تأكد من أن جميع توصيلات المخرج في حالة جيدة بحيث لا يكون المحول مفكوكاً أو لا يتعرض للأسلاك. اطلب من كهربائي مؤهل ومرخص التحقق من عدم تعرض الأسلاك.
• لا تضع المحول / قابس الحائط أسفل النافذة حيث قد يستخدمه الطفل للدوس و / أو الوصول إلى شيء قد يكون خطيراً.
• يلزم تجميع الكبار. احتفظ بالأجزاء الصغيرة بعيداً عن متناول الأطفال عند التجميع. توخ الحذر عند إخراج المنتج من عبوته.
• هذا المنتج ليس لعبة. لا تسمح للأطفال باللعب به.
• تستخدم المشاشة الإرسال المشفر عبر الترددات التي تديرها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تذكر دائماً حماية موجه Wi-Fi بكلمة مرور.

تعليمات إضافية للسلامة

• تهيئة: لا تسد فتحات التهوية. لا تضعه على سيرر أو أريكة أو بساط أو سطح مشابه. لا تضعه في خزانة كتب أو خزانة قد تعوق تدفق الهواء.
• الحرارة: يجب وضع المشاشة بعيداً عن مصادر الحرارة، مثل أجهزة التدفئة أو مسجلات الحرارة أو المواقف أو الأجهزة الأخرى التي تنتج الحرارة. أيضاً، احتفظ بهذه المكونات بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
• حماية سلك الكهروإ: يجب توجيه سلك إمداد الكهروإ بحيث لا يحتمل السير عليه أو الضغط عليه بأشياء موضوعة عليه أو مقابله. انتبه بشكل خاص إلى السلك عند القابس وعند النقطة التي يخرج منها من المشاشة.

ضمان محدود

• تدعم Owlet بفخر منتجاتها. توجد ضماناتنا على: <https://owletcare.com/pages/warranty>

بيان الامتثال WEE

• قد يؤدي إجراء تغييرات أو تعديلات على هذه الوحدة غير المعتمدة صراحة من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل هذا الجهاز. يرجى استخدام محول الطاقة المرفق فقط. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان المحدود الخاص بنا. تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

الجهاز، وفقاً للجزء 15 من قواعد FCC. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المنشآت السكنية بغوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام ويمكن أن يشع طاقة تردد لاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار بالاتصالات اللاسلكية.

بيان الامتثال WEE

تلتزم Owlet بلبية متطلبات التوجه 2014/19/EU بشأن وفاء المععدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE). يرجى زيارة موقعنا على owletcare.com لمعرفة المزيد حول التخلص المناسب من منتجات Owlet في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.



إقرار اليوم بالمطابقة

تعليق Owlet Baby Care أو Owlet Smart Sock يتوافق مع التوجيه 2014/53/EU. النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي: <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

نطاق التردد والإخراج الأقصى

2412-2472 ميغا هرتز (0.0249 واط ناتج)

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ومع خدمة RSS المعفاة من الترخيص لشركة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية - Innovation, Science and Economic Development. تخضع العملية للشروطين التاليين: (1) قد لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخلات، و (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخلات، بما في ذلك التداخلات التي قد تؤدي إلى تشغيل الجهاز بشكل غير مرغوب فيه.

علة (B) NMB-3 / ICES-3 (B)

براءات الاختراع الأمريكية رقم: 864147D و 864148D. براءات اختراع أخرى معلقة.

صنع في الصين




はじめに

Owletアプリをダウンロードします。



プラグを挿し込み、アプリの説明書に従ってカメラとアウレ アカウントをペアリングします。

Owletアプリを既にダウンロードされている場合、アカウントのタブをクリックして新たにデバイスを追加します。




注意：暗号化された安全なWi-Fi経由により、カメラはビデオ/オーディオ接続ができます。安全なパスワードが必要なプライベートネットワークに限定してカメラを接続してください。

Owlet Cam アウレ カメラの状態表示用ランプ

- ● (赤/青の点滅) カメラとアプリのペアリング準備完了
- (赤) アプリ経由のストリーミング中
- ● (青の点滅) カメラとWi-Fiの接続準備中
- (青) カメラのインターネット接続完了。アプリのストリーミング停止中

映像表示範囲の選択

カメラとケーブルはすべてベビーベッドの端から1メートル離して設置します。ベッドの端から1メートル以内にあるケーブルはカバーします。カメラは2つのうちいずれかの方法で設置できます。



- ① 磁気ベースを使用して平らな表面に置き、希望する傾斜角度に調整します。
- ② ベビーベッドの全景、または拡大したビューで子ども部屋全体が見られるよう、台座を使用してベビーベッド上の壁にカメラを取り付けます。

この後のステップでカメラを壁(ベビーベッド上)に取り付ける方法を説明します。

support.owletcare.com でも取付作業の説明動画を視聴できます。

パッケージ内容



Owlet Cam
アウレ カメラ



磁気ベース




アウレ ケーブルラップ付きケーブル*
室温センサー



電源アダプター

壁取付キット



ケーブルガード21個

長いケーブルガード18個
末端部品1個
L型ブラケット2個



取付
プレート



ねじ x 1

カメラ取付に必要なツール



巻尺


(パッケージには含まれていません)



小型プラスドライバー
(パッケージには含まれていません)

*以前のバージョンでは、ケーブル収納用のケーブルボックスが含まれていることがあります。

1. 位置を測り、印をつける




ベビーベッドのマットレス上部から1メートルの壁の位置を測り、印をつけます。カメラはこの位置に取り付けます。カメラが最適な角度になるよう、この印がベビーベッド上の中心にくるようにします。

使用するコンセントを決めます。赤ちゃんの手の届く範囲に露出したケーブルがくることのないよう、ベビーベッドから最低1メートル離れた場所にしてください。この後のステップでケーブルすべてのカバーの仕方を説明します。

温度センサーの位置も考慮に入れてください。温度センサーは、電源アダプターに接続する側のスマートケーブルの端付近にあります。

2. 位置を合わせて留める




壁につけた印と取付プレートの中心の穴を合わせます。付属のねじを使用し、**矢印が上を向く形で**取付プレートを壁に留めます。

3. ケーブルをほどく




ケーブルラップをはずし、ケーブルをほどきます。

4. ケーブルを通す




取付プレートのチャンネルに沿ってケーブルを上から下へ通します。ケーブルのオレンジ色のステッカーが取付プレートの上にくるようにします。

5. 台座を取り付ける



磁気ベースの大きな穴を、取付プレート上の突出したタブの上に合わせ、カチッという音がするまで下向きにスライドさせます。

6. カメラを取り付ける




カメラを磁気ベースに取り付けます。
ケーブルをカメラに差し込みます。

オレンジのステッカーが取付プレートの真上にくるようにします。これにより、ケーブルのたるみ部分が十分に残り、カメラをお好みの角度に設定できます。

7. ケーブルガードを取り付ける

ケーブルガードには粘着力の強い接着剤を使用しています。正しく設置されるよう、取付けは時間をかけて行ってください。


- ① 長いガード裏面の接着剤カバーをはがします。
- ② 上から下に向かって、長いガードの中心にくるようにケーブルを通します。
- ③ 長いガードを取付プレート下部にカチッと留めます。
- ④ 壁に強く押し付けます。
- ⑤ 壁のコンセントの高さに届くまで、1～4のステップを繰り返して残りのケーブルガードを取り付けます。



8. L型ブラケットを取り付ける

L型ブラケット(右または左)を使用して、ケーブルを壁のコンセント方向に導きます。

ベビーベッドの端から1メートル以内のケーブルがすべて隠れるまで長いケーブルガードを取り付けます。コンセントに届くまで、必要に応じて長いガードを追加していきます。コンセントまで16~26センチ以内になったところで末端部品を取り付けます(これにより余分なケーブルをバルク口で巻く十分なスペースが確保できます)。






9. 余分なケーブルをベルク口で巻く

余分なケーブルをまとめて輪を作ります。輪の上部にケーブルラップをはめ、ラップの一つ目の穴に通して固定します。Owletのロゴが外側にきます。ケーブルラップを二つ目の穴に通し、輪の下部を上部に固定させます(輪がリボン状になります)。ケーブルラップの残り部分も固定します。

余分なケーブルをしっかりと固定できたら、電源ケーブルを電源アダプターに接続し、プラグを差し込みます。

これで準備は完了です。アプリを使用して、希望する映像を映し出すカメラ角度の調整方法を参照することができます。



サポートが必要な場合

地域別の問い合わせ先については、ウェブサイトをご覧ください。

<http://support.owletcare.com>



注意:

窒息の危険があります!



お客様の首にコードが絡まる場合があります。ベビーベッドから90cm以内で使用する場合は、必ず保護カバーを使用してください。お子様の手の届くところにコードを置かないよう、使用前に必ず確認してください。保護カバーが破損したり、壊れたりした場合は、直ちに使用を中止してください。コードや保護カバーからタグを外さないでください。

JP 安全に関する重要な注意事項

- **注意: Owlet Cam アウレ カメラは医療機器ではありません。**医療機器として使用したり、医療機器の代わりに使用したりすることはできません。本製品は、いかなる病気や健康状態の診断、治療、緩和、予防、または解剖学や生理学的プロセスの調査、置換、修正を目的としたものではありません。
- 室内での使用に限り、火事や感電のリスクを減らすため、本製品を水や湿気にさらさないでください。モニターを水(浴槽、流しなど)の付近で使用したり、水に浸したりしないでください。
- このモニターの使用は、大人や保護者による適切な監視に代わるものではありません。お子様が静かに活動している場合はモニターは通知しませんので、保護者が定期的にお子様の様子を確認する必要があります。
- 本製品を絶対に分解しないでください。大変危険であり、保証も無効となります。
- お客様によるモニターの修理はお控えください。
- 本製品に付属のアダプター以外は使用しないでください。アダプターの極性や電圧が適切でないと、本製品に重大な損傷を与えるおそれがあります。
- 絡みつきや過熱を防ぐため、延長コードは使用しないでください。
- 動作中にアダプターが若干温かくなる場合がありますが、これは正常です。
- 長時間使用しない場合は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

- 壁のコンセントプレートに触れ、異常に熱くないか確認してください。熱い場合は、すぐにコードをコンセントから抜いてください。すべてのコンセントの接続状態が良好で、アダプターが壊れていないか、配線が露出していないかを確認してください。配線が露出していないか、資格を持った電気工事に確認してもらってください。
- 窓の下など、子どもが踏みつけたり危険なものに手を伸ばしたりする可能性がある場所には、アダプターや壁掛けプラグを置かないでください。
- 大人による組み立てが必要です。組み立て中は小さい部品をお子様の側に置かないでください。本製品を開梱する際には十分注意してください。
- 本製品は玩具ではありません。お子様の遊びに使用させないでください。
- モニターは、FCC (連邦通信委員会) が管理する周波数で暗号化された通信を行います。WiFiルーターを常にパスワードで保護してください。

安全に関するその他の注意事項

- **換気:** 換気口をふさがないようにしてください。ベッドやソファ、ラグなどの上に置かないでください。本棚やキャビネットなど、通気が悪い場所では使用しないでください。
- **熱:** モニターは、ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブなどの熱を発生する機器から離れた場所に設置してください。また、直射日光の当たらない場所に設置してください。
- **電源コードの保護:** 電源コードは、踏まれたり、周囲のものに挟まれたりすることのないように記録してください。特に、コードのプラグ部分とモニターとの接続部分に注意してください。

限定保証

- アウレは当社の製品を持っています。保証に関してはウェブサイトをご覧ください。
<https://owletcare.com/pages/warranty>

FCCコンプライアンス・ステートメント

コンプライアンス責任者がはっきりと承認していない変更や修正を本機器に加えた場合は、ユーザー権限が無効になり本機器を操作できなくなるおそれがあります。付属の電源アダプター以外は使用しないでください。もし使用した場合、限定保証が無効になることがあります。本機器は、FCC (連邦通信委員会) 規則のパート 15に準拠したクラス B デジタル機器の制

限に準拠していることを確認済みです。これらの制限は、住宅地における有害なインターフェアランスから合理的に保護することを目的としています。本機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射します。メーカーの指示に従わずに設置・使用した場合、無線通信に有害なインターフェアランスを引き起こすおそれがあります。



WEEEコンプライアンス・ステートメント

アウレは、電気電子機器廃棄物指令 (WEEE) 2014/19/EUの要件を満たすことに尽力しています。EUおよび英国におけるアウレ製品の適切な廃棄方法についての詳細は、当社ウェブサイト owletcare.com をご覧ください。

適合宣言書 声明

Owlet Baby Careは、Owlet Cam アウレ カメラが指令 2014/53/EUに適合していることをここに宣言します。EU適合宣言書の全文は、以下のインターネットアドレスで閲覧いただけます。<https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

周波数帯域と最大出力

2412-2472MHz (0.0249出力ワット)

本機器は、FCC (連邦通信委員会) 規則のパート 15、およびカナダ政府のイノベーション・科学経済開発省のライセンス免除 RSS規格に準拠しています。本機器の動作に関わる二つの条件: (1) 本機器は、インターフェアランスを引き起こさないよう設計されています。(2) 本機器は、本機器に望ましくない動作を引き起こす可能性のあるインターフェアランスを含め、あらゆるインターフェアランスに対応できるよう設計されています。CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

米国特許番号: D864147 および D864148. その他の特許出願中

中国製




시작하기

Owlet App 오울렛 앱을 다운로드하세요.



캠의 전원을 연결하고 앱의 지시에 따라 Owlet 오울렛 계정과 연결합니다.

이미 Owlet App 오울렛 앱을 다운로드한 경우, 계정 탭을 클릭하여 새로운 장치를 추가하십시오.



주의: 이 캠은 보안, 암호화된 Wi-Fi를 통한 동영상과 오디오를 허용하고 있습니다. 반드시 보안 패스워드가 요구되는 비공개 네트워크를 통해 캠을 연결하십시오.

Owlet Cam 오울렛 캠 상태등

- ● (적/청색 깜박임) 캠이 앱과 연결될 준비 완료
- (적색) 사용자가 앱을 통해 스트리밍 중
- ● (청색 깜박임) 캠이 Wi-Fi 연결 시도 중
- (청색) 캠이 인터넷에 연결됨. 앱이 스트리밍 되지 않음

각도 설정하기


캠과 모든 케이블을 아기 침대의 모서리에서 90cm 이상 떨어진 곳에 배치합니다. 아기 침대의 모서리에서 90cm 이내에 위치한 케이블은 반드시 커버로 덮어야 합니다.

캠 설치 방법으로는 두 가지가 있습니다.



① 자석 베이스를 사용하여 **평평한 표면에 캠을 배치**하고 원하는 각도로 조정합니다.

② 베이스를 벽걸이로 사용, 아기 침대를 위에서 내려다볼 수 있도록 **아기 침대 상단의 벽에 고정**시킨 뒤 아기방을 더 넓은 시야로 확인할 수 있습니다.



다음 단계에서는 캠을 벽(아기 침대 상단)에 고정하는 방법을 소개합니다.

*support.owletcare.com*에서 설치 동영상을 확인하실 수 있습니다.

제품 구성



Owlet Cam
오울렛 캠



자석 베이스




Owlet 오울렛 랩*으로 고정된
케이블 및 방 온도 센서




전원 어댑터

벽걸이 키트



케이블 가드 21개

롱 가드 18개
말단 부품 1개
L-브라켓 2개



고정
플레이트



나사 1개

캠 고정에 필요한 도구




줄자
(미포함)



소형 십자드라이버
(미포함)

*이전 모델에는 케이블 관리용 케이블 박스가 포함되어 있을 수 있습니다

1. 측정 및 표시하기




아기 매트리스로부터 위로 91.5cm(36인치) 떨어진 벽에 표시하십시오. 여기에 캠을 고정하게 됩니다. 아기 침대 가운데에 표시해야 최적의 시야각을 얻을 수 있습니다.

사용할 콘센트를 선택합니다. 콘센트는 아기가 노출된 케이블에 닿지 않도록 침대에서 최소 91.5cm(36인치) 떨어진 곳에 위치해야 합니다. 다음 단계에서는 케이블을 커버로 덮는 방법을 소개합니다.

온도 센서의 위치도 중요합니다. 온도 센서는 전원 어댑터 방향의 스마트 케이블 말단에 위치합니다.

2. 조정 및 고정




벽에 표시한 자리에 고정 플레이트의 중심 구멍이 위치하도록 합니다. 고정 플레이트의 **화살표가 위를 향하도록** 제공된 나사를 이용해 벽에 고정합니다.

3. 케이블 풀기




케이블 랩을 제거하고 케이블을 풉니다.

4. 케이블 끼우기




주황색 스티커가 고정 플레이트 위쪽에 위치하도록 고정 플레이트의 홈 사이에 케이블을 끼웁니다.

5. 베이스 고정



자석 베이스의 커다란 구멍을 고정 플레이트의 돌출된 탭에 끼운 뒤 딸깍 소리가 날 때까지 베이스를 아래로 내립니다.

6. 캠 장착




캠을 자석 베이스에 장착합니다. 케이블을 캠에 연결합니다.

캠을 원하는 각도로 조절하려면 충분한 길이의 케이블이 필요하므로, 주황색 스티커는 고정 플레이트 바로 위에 놓여 있어야 합니다.

7. 케이블 가드 고정

케이블 가드는 강력 접착제를 사용합니다.
제대로 배치할 수 있도록 충분한 시간을
들여 설치하시기 바랍니다.


- ① 롱 가드 후면의 접착제 커버를 벗깁니다
- ② 롱 가드 가운데로 케이블을 끼웁니다
- ③ 고정 플레이트 하단에 롱 가드를
연결합니다
- ④ 벽 방향으로 단단히 누릅니다
- ⑤ 남은 롱 가드를 사용, 벽 콘센트에
연결될 때까지 1~4번을 반복합니다



8. L-브라켓 고정

좌/우 L-브라켓을 사용해 벽 콘센트 방향으로 케이블을 고정합니다.

아기 침대로부터 91.5cm(36인치) 이내에 위치한 모든 케이블을 커버로 덮을 때까지 롱 가드를 설치합니다. 콘센트에 닿을 때까지 필요한 만큼 롱 가드를 계속 붙입니다. 마지막으로 콘센트에서 15~25.5cm(6~10인치) 떨어진 곳까지 커버를 덮은 후 말단 부품을 사용합니다 (이를 통해 여분의 케이블을 벨크로로 고정할 여유 공간이 생깁니다).






9. 여러분의 케이블을 벨크로로 고정합니다

여분의 케이블을 모아 동그랗게 만듭니다. 고리의 윗부분을 케이블 랙의 첫 번째 구멍으로 랙을 통과시켜 고정합니다. Owlet 오울렛 로고는 바깥쪽을 향합니다. 고리의 하단은 케이블 랙의 두 번째 구멍으로 랙을 통과시켜 윗부분과 고정합니다(고리가 나비 모양을 띄게 됩니다). 남은 케이블 랙을 고정합니다.

여분의 케이블을 단단히 고정한 뒤 전원 케이블을 전원 어댑터에 연결하고 플러그를 꽂습니다.

설치가 완료되었습니다! 이제 앱에서 원하는 각도가 나올 때까지 캠을 조절하는 방법을 찾아보실 수 있습니다.



도움이 필요하신가요?

국가별 고객 지원 센터는 다음 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다

<http://support.owletcare.com>



경고:

질식 위험이 있습니다!



아이가 코드에 목이 조이는 경우가 있습니다. 아기 침대로부터 90cm 이내에서 사용하는 경우 항상 보호 커버를 사용하십시오. 사용 전 코드가 자녀에게 노출되지 않도록 확인하십시오. 보호 커버가 손상되거나 망가진 경우 즉시 사용을 중단하십시오. 코드의 태그나 보호 커버를 제거하지 마십시오.

KR 경고 / 중요 안전 정보

- 경고: Owlet Cam 오울렛 캠은 의료 장치가 아닙니다. 이는 의료 장치로 사용하거나 의료 장치를 대체하기 위한 제품이 아닙니다. 이 제품은 모든 종류의 질병 또는 질환을 진단, 치료, 치료, 완화, 예방하거나 모든 해부학적 또는 생리 과정을 조사, 대체, 조정할 수 없으며 그러한 목적으로 사용할 수 없습니다.
- 실내에서만 사용하십시오. 화재 또는 전기 충격의 위험을 줄이려면 이 제품을 물이나 습기에 노출하지 마십시오. 모니터를 물 근처 또는 물속(욕조, 싱크대 등)에서 사용하지 마십시오.
- 이 모니터는 성인/부모의 적절한 관찰과 감독을 대신할 수 없습니다. 이 모니터는 자녀의 조용한 활동을 부모에게 알리지 않으므로 사용자는 주기적으로 자녀의 활동을 확인해야 합니다.
- 침대 장치를 분해하지 마십시오. 이는 위험한 행동으로 보증이 무효화됩니다.
- 모니터 정비/수리를 시도하지 마십시오.
- 제품과 함께 제공된 어댑터만 사용하십시오. 어댑터 극성 또는 전압이 잘못된 경우 제품을 심각하게 손상시킬 수 있습니다.
- 영킹 또는 과열을 방지하기 위해 연장 코드를 사용하지 마십시오.
- 사용 중 어댑터가 약간 따뜻할 수 있습니다. 이는 정상입니다.
- 사용하지 않을 때는 AC 어댑터의 전원을 콘센트에서 항상 뽑아두십시오.
- 벽면 콘센트가 뜨겁지 않은지 확인하십시오. 뜨거운 경우, 즉시 콘센트에서 제품 플러그를 제거하십시오. 모든 콘센트의 연결 상태가 정상인지 확인하여 어댑터가 헐거워나 배선이 노출되지

않도록 합니다. 공인 허가증을 가지고 있는 전기 기술자에게 배선 노출 여부를 확인하십시오.

- 자녀가 어댑터/콘센트 플러그를 사용하여 참나무 위험한 물건을 올라가거나 다가갈 수 있는 장소에 어댑터/콘센트 플러그를 두지 마십시오.
- 성인이 조립해야 합니다. 조립 시 자녀가 작은 부품을 만질 수 있도록 하십시오. 제품 개봉 시 주의하십시오.
- 이 제품은 장난감이 아닙니다. 자녀가 제품을 가지고 놀지 못하게 하십시오.
- 모니터는 FCC 관리 주파수를 통해 암호화된 전송 방식을 사용합니다. 항상 Wifi 공유기에 비밀번호를 설정하여 보호하십시오.

추가 안전 지침

- 환기: 환기구를 막지 마십시오. 침대, 소파, 러그 또는 유사한 표면 위에 놓지 마십시오. 공기 흐름이 제한될 수 있는 책장 또는 캐비닛에 놓지 마십시오.
- 열기: 모니터는 라디에이터, 히터, 난로 또는 열을 발산하는 다른 가전제품 등의 열원에서 멀리 떨어져 있어야 합니다. 또한, 구성품은 직사광선을 피해서 두십시오.
- 전원 코드 보호: 전원 공급 코드는 위나 맞닿은 물건에 끼이거나 발하지 않도록 배치하도록 합니다. 특히 콘센트에 꽂혀 있는 부분과 모니터에서 선이 나오는 부분에 주의하십시오.

한정 보증

Owlet 오울렛은 자사 제품을 자부심을 가지고 지원하고 있습니다. 당사 보증 내용은 다음 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다: <https://owletcare.com/pages/warranty>.

FCC 준수 증명

준수 책임 당사자가 명확하게 승인하지 않은 상태로 장치를 변경하거나 조정하는 경우 이 장치를 작동하는 사용자의 권한이 무효화될 수 있습니다. 제공된 전원 어댑터만 사용하지 않습니다. 이를 어기는 경우 한정 보증이 무효화될 수 있습니다. 이 장치는 FCC 규정 15부에 의하여 B 클래스 디지털 장치에 해당하는 제한을 준수하는 것으로 검사 및 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설치 시 유해한 전파 방해로부터 합리적인 보호를 제공하기 위해 설계되었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용, 방출할 수 있으며 제조사의 지침에 따라 설치 및 사용되지 않은 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다.

WEEE 준수 증명

Owlet 오울렛은 전기 및 전자 장치의 폐기(WEEE) 지침(2012/19/EU) 요건을 충족하기 위해 노력하고 있습니다. owletcare.com을 방문하여 EU 및 영국에서 Owlet 오울렛 제품을 바르게 폐기하는 방법을 확인하십시오.

적합성 선언 증명

이로써 Owlet Baby Care 오울렛 베이비 케어는 Owlet Cam 오울렛 캠이 지침(2014/53/EU)을 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언 전문은 다음 사이트에서 확인하실 수 있습니다. <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

주파수 범위 및 최대 출력

2412~2472MHz(출력 왓트 0.0249)

이 장치는 FCC 규정 15부 및 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED) 허가 면제 RSS를 준수합니다. 작동 시 다음의 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 간섭을 유발하지 않습니다. (2) 이 장치는 원치 않는 작용을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭을 수용해야 합니다.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

미국 특허 번호 D864147 및 D864148. 기타 특허 출원 중



원산지: 중국



