


Smart Sock Quick Reference

The Owlet Smart Sock™ 2 uses two sensors to track your baby's readings.



Interchangeable Sock

The Owlet sock can go on either the **right** or **left** foot. For proper placement on either foot, place the **notch** and **sock sensor** on the outside of the foot behind the pinky toe.




Right Foot

Dome on top of foot

Left Foot

Dome on bottom of foot



Sock Fit

Don't overtighten. If the strap goes past the velcro, try going down a size.

Base Station Quick Reference

See your baby's status with a glance at the Base Station

Sock Light

Green light indicates sock is connected to Base Station.

Registration

Push once when prompted during setup in the App.

WiFi Light

Green light indicate Base Station is connected to wifi.

On / Off


Press and release to turn off Base Station. The Base Station will beep, and its light will turn off.

Status Light

Light ring lets you know the status of your baby. More information is available in the App.

Dim Lights

Press and hold to switch between bright daytime mode to dim nighttime mode.






Base Station Color Reference


The Base Station has 5 different color status and notifications. To hear examples, go to the App.

Status




Blinking green light

Getting first heart rate and oxygen readings



Slow pulsing green light


Heart rate and oxygen levels are in range



White static light


The Smart Sock is plugged in and charging

Notifications




Red flashing light 🔊

Heart rate or oxygen levels are outside preset zone



Blue flashing light 🔊

The Smart Sock is disconnected from the Base Station



Yellow flashing light 🔊


The Smart Sock fell off or is poorly placed, or shifted from proper placement

Couleurs de référence du moniteur | Referencia de colores de la estación base

Le moniteur comporte cinq (5) différentes couleurs associées aux statuts et aux alertes. Pour en entendre des exemples, rendez-vous sur l'application.


La estación base tiene 5 colores de estado y notificaciones diferentes. Para escuchar los ejemplos, ingrese a la aplicación.

Statuts | Estado




Voyant vert clignotant

L'acquisition de la fréquence cardiaque et du taux d'oxygène



Voyant vert clignotant lentement

La fréquence cardiaque et la teneur en oxygène sont adéquates



Voyant blanc fixe

La chaussette intelligente est branchée et en charge

Luz verde que parpadea

Obtención de las primeras lecturas de ritmo cardíaco y oxígeno


Luz verde que parpadea lentamente

Los niveles de oxígeno y el ritmo cardíaco están bien

Luz blanca estática


El calcetín inteligente está conectado y cargándose

Alertes | Notificaciones




Voyant rouge clignotant «))

La fréquence cardiaque et la teneur en oxygène sont en dehors des zones préréglées



Voyant bleu clignotant «))

La chaussette intelligente est déconnectée du moniteur



Voyant jaune clignotant «))

La chaussette intelligente s'est enlevée du pied, est mal placée ou s'est déplacée

Luz roja que parpadea «))

Los niveles de oxígeno y el ritmo cardíaco están fuera de la zona prevista

Luz azul que parpadea «))

El calcetín inteligente está desconectado de la estación base

Luz amarilla que parpadea «))

El calcetín inteligente se cayó o está mal colocado o se movió de su colocación adecuada

Guide de référence du moniteur | Referencia rápida de la estación base

Le moniteur permet de vérifier en un clin d'œil l'état de votre bébé.

La estación base es una forma de ver el estado de su bebé rápidamente.

Voyant de la chaussette

Un voyant vert indique que la chaussette est connectée au moniteur

Luz del calcetín

La luz verde indica que el calcetín está conectado a la estación base.

Inscription

Lorsque vous serez invité à le faire, appuyer une fois lors de l'installation de l'application.

Registro

Oprima una vez cuando se le pida durante la configuración en la aplicación.

Voyant Wi-Fi

Un voyant vert indique que le moniteur est connecté au Wi-Fi

Luz de WiFi

La luz verde indica que la estación base está conectada al WiFi.

Marche/Arrêt

Appuyez et relâchez pour éteindre le moniteur. Le moniteur émettra un signal sonore et la lumière s'éteindra.

Encendido/Apagado


Oprima y suelte para apagar la estación base. La estación base emitirá un sonido y su luz se apagará.

Voyant associé au statut

Un voyant circulaire vous informe de l'état de votre bébé. Plus de renseignements sont disponibles sur l'application.

Luz de estado

El aro de luz le permite saber el estado de su bebé. Puede obtener más información disponible en la aplicación.



Voyants tamisés

Appuyez et maintenez enfoncé pour passer du mode Jour lumineux au mode Nuit tamisé.

Atenuar luces

Mantenga presionado para cambiar entre el modo brillante de día y el modo tenue de noche.

Guide de la chaussette intelligente | Referencia rápida para el calcetín inteligente

La chaussette intelligente Owlet™ 2 est munie de deux capteurs qui relèvent les signes vitaux de votre bébé. El calcetín inteligente 2 de Owlet™ utiliza dos sensores para supervisar las lecturas de su bebé.



Taille 1 (0 à 1 m)

Talla 1 (de 0 a 1 mes)



Taille 2 (1 à 3 m)

Talla 2 (de 1 a 3 meses)



Taille 2 (3 à 18 m)

Talla 2 (de 3 a 18 meses)




Capteurs de la chaussette

Les capteurs relèvent la fréquence cardiaque et la teneur en oxygène de votre bébé.

Sensores del calcetín

El sensor lee los niveles de oxígeno y el ritmo cardiaco de su bebé.



Ouvertures de la chaussette

Centrez les capteurs dans les ouvertures de la chaussette.

Ventanas del calcetín

Centre los sensores en las ventanas del calcetín.



Chaussette interchangeable

La chaussette Owlet peut être insérée autant dans le pied gauche que dans le pied droit. Pour une installation adéquate dans le pied de votre choix, placez l'encoche à l'extérieur du pied, vis-à-vis le petit orteil.

Calcetín intercambiable

El calcetín de Owlet puede ir en el pie izquierdo o en el derecho. Para una colocación adecuada en cualquiera de los pies, coloque la marca en la parte externa del pie, detrás del dedo meñique del pie.



Pied droit

Batterie sur le dessus du pied

Pie derecho

Batería en la parte superior del pie





Pied gauche

Batterie sur la plante du pied

Pie izquierdo

Batería en la parte inferior del pie



Ajustement de la chaussette

Ne serrez pas trop. Si la languette dépasse la bande Velcro, essayez une taille de chaussette plus petite.

Ajuste del calcetín

No lo ajuste demasiado. Si la correa pasa del velcro, intente con una talla de calcetín diferente.



Quick Reference

Guide de référence | Referencia rápida