



Setup Instructions

Instructions d'installation | Instrucciones de configuración


Let's get Started

1

Plug the Sock Electronics into the Base Station using the Micro USB.


2

Plug the Base Station into an electrical socket. The Smart Sock will now start charging.



3


Download the Owlet App to set up the Owlet Smart Sock™ and Base Station.



The Owlet App

4

Rest assured with Owlet's help to watch over your baby. Use the Base Station as the primary notification system and the App as your secondary.



The Base Station

The Smart Sock 2

The Owlet App


Alors commençons!/Comencemos

1

Branchez la chaussette électronique dans le moniteur en utilisant le Micro USB.
Conecte el sistema electrónico del calcetín a la estación base usando el cable Micro USB.

2

Branchez le moniteur dans la chaussette de votre choix.
La chaussette intelligente commencera à se charger.
Conecte la estación base a un contacto eléctrico. El calcetín inteligente comenzará a cargarse.




3


Téléchargez l'application Owlet pour installer la chaussette intelligente Owlet™ et le moniteur. Descargue la aplicación de Owlet para configurar el calcetín inteligente de Owlet™ y la estación base.

4

Dormez tranquille pendant que Owlet veille sur votre bébé. Utilisez le moniteur comme système d'alerte principal, et l'application comme système secondaire. Duermas tranquilo con la ayuda de Owlet para cuidar a su bebé. Use la estación base como el sistema principal de notificaciones y la aplicación como un sistema secundario.



L'application Owlet
La aplicación de Owlet



Le moniteur
La estación base



La chaussette intelligente 2
El calcetín inteligente 2



L'application Owlet
La aplicación de Owlet

